# **LIPOZERO G150**

# ULTRASCHALL ÄSTHETIK | 42 PROGRAMME

DIE ULTRASCHALLKAVITATION IST DIE WIRKSAMSTE METHODE ZUR BEKÄMPFUNG VON ZELLULITIS UND ÜBERSCHÜSSIGEM FETT. MIT LIPOZERO G150 KOENNEN SIE VON DEN PROFESSIONELLEN BEHANDLUNGEN EINES KOSMETIK-STUDIOS DIREKT ZU HAUSE PROFITIEREN.

10 MF-PLUS | 9 KAVITATION CAVIMAX 150 kHz | 8 SCHÖNHEIT | 8 HAUT 5 ADIPOSITAS MOBILISIERUNG NorAd-526 | 2 ADIPOSITAS MANN

# **TECHNISCHE DATEN**

## Display

Größe des sichtbaren Bereiches 2,6"

# Ausgänge

1

# Handstück

1 Handstück Ø mm 42 - IP68

# Potenza

3 W/cm<sup>2</sup> ± 20%

# Versorgungsfrequenz

3 MHz - 1 MHz - 526 kHz - 150 kHz

#### **Emission**

Kontinuierlich und gespult

# Stromversorgung

- Stromnetz
- Wiederaufladbare Batterie (nicht in der Ausstattung enthalten)

## Abmessungen


170x220x60 mm

# Gewicht


920 gr

# **AUSSTATTUNG**

- · 1 Koffer
- · 1 Ultraschall LIPOZERO G150
- · 1 Multifrequenz-Handstück
- · 1 Gel
- · 1 Ladegerät
- · 1 Handbuch









STROMNETZVERSORGUNG



WIEDERAUFLADBARE BATTERIE



# **LIPOZERO G150**

# ULTRASCHALL ÄSTHETIK | 42 PROGRAMME

# **PROGRAMMLISTE**

Adipositas NorAd-526

NorAd-526 1 NorAd-526 2

CAVIMAX 150 kHZ	ADIPOSITAS MANN
Lipolyse	Adipositas Bauch Mann
Lipolyse Bauchband	Adipositas Hüfte Mann
Zellulitis	SCHÖNHEIT
Ödematöse Zellulitis	Massage
Ödematöse Zellulitis Beine	Modellierung
Fibröse Zellulitis	Modellierung Beine
Ödematöse Zellulitis Beine	Dränage
Orangenhaut	Dränage Arme
Culotte de Cheval	Dränage Beine
MF-PLUS	Dehnungsstreifen
Lipolyse	Wirkstoff-Auftragung
Zellulitis	HAUT
Ödematöse Zellulitis	Akne
Fibröse Zellulitis	Facelifting
Culotte de Cheval	Faltenbehandlung
Orangenhaut	Narben
Adipositas Bauch Mann	Couperose
Adipositas Hüfte Mann	Gesicht-Furunkeln
Adipositas Arme Mann	Körper-Furunkeln
Adipositas Beine Mann	Skin restructure
ADIPOSITAS MOBILISIERUNG NorAd-526	
Lipolyse NorAd-526	
Zellulitis NorAd-526	



