

LIPOZERO G150

ULTRASONIDO ESTÉTICA | 42 PROGRAMAS

LA CAVITACIÓN ULTRASÓNICA ES LA METODOLOGÍA DE TRABAJO MÁS EFICAZ PARA COMBATIR LA CELULITIS Y ELIMINAR LA GRASA SUPERFICIAL. CON LIPOZERO G150 PODRÁ BENEFICIARSE DE LOS TRATAMIENTOS PROFESIONALES DE UN CENTRO DE ESTÉTICA CÓMODAMENTE EN SU CASA.

10 MF-PLUS | 9 CAVITACIÓN CAVIMAX 150kHz | 8 BELLEZA | 8 PIEL
5 MOBILIZACIÓN ADIPOSIDAD NordAd-526 | 2 ADIPOSIDAD MASCULINA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla

Tamaño área visible 2,6

Salidas

1

Manípulo

1 manípulo Ø mm 42 - IP68

Potencia

3 W/cm² ± 20%

Frecuencia de emisión

3 MHz - 1 MHz - 526 kHz - 150 kHz

Emisión

Continua y pulsada

Alimentación

- Red
- Batería recargable (no incluida)

Tamaño



170x220x60 mm

Peso

920 gr

DOTACIÓN ESTÁNDAR

- 1 Maletín
- 1 Ultrasonido LIPOZERO G150
- 1 Manípulo multifrecuencia
- 1 Bote de gel
- 1 Alimentador
- 1 Manual de instrucciones



ALIMENTACIÓN CON RED



BATERÍA RECARGABLE

LIPOZERO G150

ULTRASONIDO ESTÉTICA | 42 PROGRAMAS

LISTA PROGRAMAS

Rev. ES_02_2022

CAVIMAX 150 KHZ

Lipólisis

Lipólisis de la fascia abdominal

Celulitis

Celulitis edematosa

Celulitis fibrosa

Celulitis con piel de naranja

Cellulite fibrosa gambe

Cellulite con pelle a buccia d'arancia

Culotte de cheval

MF-PLUS

Lipólisis

Celulitis

Celulitis edematosa

Celulitis fibrosa

Caderas anchas

Celulitis con piel de naranja

Adiposidad abdominal hombre

Adiposidad caderas hombre

Adiposidad brazos hombre

Adiposidad piernas hombre

MOVILIZACIÓN DE LA ADIPOSIDAD NorAd-526

Lipólisis NorAd-526

Celulitis NorAd-526

Adiposidad NorAd-526

NorAd-526 1

NorAd-526 2

ADIPOSIDAD HOMBRE

Adiposidad abdominal hombre

Adiposidad caderas

BELLEZA

Masaje

Moldeado

Moldeado piernas

Drenaje

Drenaje brazos

Drenaje piernas

Estrías

Aplicación principios activos

PIEL

Acné

Lifting facial

Tratamiento arrugas

Cicatrices

Enrojecimiento

Forúnculos cara

Forúnculos cuerpo

Skin restructure