

# MAGNUM 3500 PRO

## MAGNETOTERAPIA PROFESSIONALE | 70 PROGRAMMI

L'UNICO DISPOSITIVO PER MAGNETOTERAPIA GLOBUS A QUATTRO CANALI CHE PERMETTE DI TRATTARE CONTEMPORANEAMENTE PIÙ PARTI DEL CORPO OPPURE DUE SOGGETTI DIVERSI. IL MAGNUM 3500 PRO VIENE FORNITO CON UNA VASTA GAMMA DI ACCESSORI PER OGNI ESIGENZA DI TRATTAMENTO.

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Canali

4 indipendenti

#### Intensità erogabile con diffusori flessibili

- 200 Gauss di media per canale
- 800 Gauss di media totali (per 4 canali)

#### Frequenza

5-200Hz

#### Duty Cycle

5-50%

#### Programmazione libera

Possibilità di inserire fino a 10 programmi personalizzati

#### Funzione 2+2

Possibilità di eseguire 2 programmi diversi contemporaneamente, utilizzando 2 canali ciascuno

#### Alimentazione


- Rete
- Batteria ricaricabile (non in dotazione)

#### Dimensione | Peso

mm 170x220x60 | gr 1152

### DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Valigetta
- 1 Unità di magnetoterapia MAGNUM 3500 PRO
- 2 Solenoidi flessibili mm 330x110
- 2 Solenoidi soft mm 120x125
- 1 Tappetino soft 4 mm 250x250
- 1 Magnum Test
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



CE  
0476



EASY PROGRAM



FUNZIONE 2+2



LAST 10



PROGRAMMABILE



OPZIONE NOLEGGIO



RUN TIME / MODIFICA DEI PARAMETRI



ALIMENTAZIONE A RETE

**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# MAGNUM 3500 PRO

MAGNETOTERAPIA PROFESSIONALE | 70 PROGRAMMI

## ELENCO PROGRAMMI

Rev. It\_01\_2020

### ARTROSI/ARTRITE

Artrosi ginocchio

Artrosi cervicale

Artrite

Artrosi

Artrosi mano

Artrosi anca

Artrosi spalla

Artrosi colonna

### DOLORE

Algodistrofia - Morbo di Sudeck

Mal di schiena

Dolori articolari

### INFIAMMAZIONI

Antinfiammatorio

Tendiniti

Epicondilita

Epitrocleaite

Tunnel carpale

Tendinite spalla

### ORTOPEDIA

Post intervento LCA

Lesione cartilagine

Protesi ginocchio

Protesi anca

Fusione spinale

Osteotomia

### PATOLOGIE OSSEE

Fratture

Frattura scafoide

Frattura polso

Fratture spalla

Frattura clavicola

Frattura avambraccio

Frattura bacino

Frattura tibia

Frattura femore

Ritardo consolidamento fratture

Frattura con gesso

Osteonecrosi

Osteoporosi

Pseudoartrosi

Edemi ossei

### TRAUMI / EDEMI / FERITE

Distorsione caviglia

Edemi-contusioni

Ulcere

### PROGRAMMI NOTTURNI

Programma notturno 15Hz

Programma notturno 50Hz

Programma notturno 75Hz

### PROGRAMMI PREIMPOSTATI A DIVERSA FREQUENZA

Programma multifrequenza

Programma 5Hz

Programma 10Hz

Programma 15Hz

Programma 20Hz

Programma 25Hz

Programma 30Hz

Programma 35Hz

Programma 40Hz

Programma 45Hz

Programma 50Hz

Programma 55Hz

Programma 60Hz

Programma 65Hz

Programma 70Hz

Programma 75Hz

Programma 80Hz

Programma 85Hz

Programma 90Hz

Programma 95Hz

Programma 100Hz

Programma 120Hz

Programma 140Hz

Programma 160Hz

Programma 180Hz

Programma 200Hz