

RF CLINIC PRO

RADIOFREQUENZA | 30 PROGRAMMI

RF CLINIC PRO È UN INNOVATIVO APPARECCHIO PROFESSIONALE CHE GENERA ONDE DI RADIOFREQUENZA PER APPLICAZIONI ESTETICHE, CONTRO L'INVECCHIAMENTO DELLA PELLE SIA DEL VISO CHE DI TUTTO IL CORPO. GRAZIE AL MANIPOLO BIPOLARE DA 50 MM È POSSIBILE EFFETTUARE PROGRAMMI DI RASSODAMENTO E PER IL TRATTAMENTO DELLA CELLULITE.

13 PELLE | 10 CELLULITE | 7 VISO

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Uscite

1

Manipolo

- 1 manipolo Ø mm 50
- 1 manipolo RF Clinic 100

Potenza

200W (50Ω)

Frequenza erogabile

da 470KHz a 2MHz

Modalità di trattamento

Resistiva

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non inclusa)

Dimensioni


mm 170x220x60

Peso

gr 870

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Valigetta
- 1 Unità di radiofrequenza RF CLINIC PRO
- 1 Manipolo RF Clinic 500
- 1 Manipolo RF Clinic 100
- 1 Confezione da 50 ml di crema conduttiva viso all'acido ialuronico
- 1 Confezione da 50 ml di crema conduttiva linfodrenante con escina, fucus e caffeina
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



CE



ALIMENTAZIONE A RETE



BATTERIA RICARICABILE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

RF CLINIC PRO

RADIOFREQUENZA | 30 PROGRAMMI

ELENCO PROGRAMMI

VISO

Rughe viso

Rughe occhi

Acne viso

Micro-lifting viso

Couperose

Foruncoli viso

Anti age

PELLE

Acne pelle

Rughe corpo

Rughe pelle sensibile

Micro-lifting décolleté

Smagliature

Elasticità pelle

Collagene Bio-skin

Cicatrici

Foruncoli corpo

Skin restructure

Skin smoothing

Rassodamento

Massaggio

CELLULITE

Lipolisi

Cellulite

Cellulite edematosa

Cellulite fibrosa

Culotte de cheval

Cellulite pelle a buccia d'arancia

Adiposità maschile addome

Adiposità maschile fianchi

Adiposità maschile arti superiori

Adiposità maschile arti inferiori