

MASCHERINE FACCIALI

Rev. It_05_2020

MASCHERINE FACCIALI MONOUSO COMODE E CONFORTEVOLI CHE CREANO UNA BARRIERA FISICA TRA LA BOCCA E IL NASO DI CHI LA INDOSSA E POTENZIALI CONTAMINANTI NELL'AMBIENTE IMMEDIATO. INDOSSATA CORRETTAMENTE, SERVE A BLOCCARE LE GOCCIOLE DI SALIVA.

SPECIFICHE TECNICHE

Mascherine facciali monouso a tre strati con elastici

Riparano e proteggono da polveri e pollini

Impediscono la dispersione di particelle e secrezioni salivari

Elastici morbidi posizionabili dietro le orecchie

Forte potere filtrante dalla contaminazione

Anatomiche con stringinaso

Non contengono fibre di vetro

Tessuto: TNT (Tessuto Non Tessuto)

Si consiglia di sostituire la mascherina ogni 5 ore

Colore: azzurro

Dimensioni: mm 175x95



MASCHERINE FACCIALI

Rev. It_05_2020