

MAGNUM XL PRO

MAGNETFELD THERAPIE | 46 PROGRAMME

GERÄT FÜR MAGNETFELD THERAPIE MIT ZAHLREICHEN VOREINGESTELLTEN PROGRAMMEN ZUR BEHANDLUNG DER WICHTIGSTEN KNOCHEN- ODER GELENKBESCHWERDEN. EINES DER STÄRKEN GERÄTEN AUF DEM MARKT MIT ZWEI SOLENOIDEN.

TECHNISCHE DATEN

Display

Größe des sichtbaren Bereiches 2,6"

Kanäle

2

Versorgungsintensität mit flexiblem Diffusor

- Durchschnittlich 200 Gauß pro Kanal
- Durchschnittlich 400 Gauß insgesamt (für 2 Kanäle)

Frequenz

5-200 Hz

Duty Cycle

5-50%

Freie Programmierung

Es können bis zu 15 personalisierten Programme eingegeben werden

Stromversorgung

- Stromnetz
- Wiederaufladbare Batterie (nicht in der Ausstattung enthalten)

Abmessungen

100x160x35 mm


Gewicht

280 gr

AUSSTATTUNG

Code **G3956**

- 1 Tasche
- 1 Gerät für Magnetfeldtherapie MAGNUM XL PRO
- 2 "Flexible" Solenoiden, 300x100 mm
- 2 Gummibänder mit Klettverschluss 800x80 mm
- 1 Magnum-Test
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch



KAUFOPTION

Code **G6033** MAGNUM XL PRO mit 2 "Pocket Pro" Solenoiden und 1 Gummiband mit Klettverschluss



CE
0476



- EASY PROGRAM
- LAST 10
- PROGRAMMIERBAR
- MULTI USER
- VERMIETUNG-FUNKTION
- RUN TIME / ÄNDERUNG DER PARAMETER
- STROMNETZVERSORGUNG

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

MAGNUM XL PRO

MAGNETFELDTHERAPIE | 46 PROGRAMME

PROGRAMMLISTE

Rev. De...10...2024

GESUNDHEIT UND REHA

| |
|------------------------------------|
| Bruch |
| Schulterbruch |
| Schlüsselbeinbruch |
| Unterarmbruch |
| Beckenbruch |
| Schienbeinbruch |
| Handgelenkbruch |
| Oberschenkelbruch |
| Kahnbeinbruch |
| Verlangsamte Heilung von Frakturen |
| Entzünd. Rotatorenmanschetten |
| Karpaltunnel |
| Rückenschmerzen |
| Arthrose |
| Osteoporose |
| Zervikale Osteoarthritis |
| Osteoarthritis Hand |
| Osteoarthrose Schulter |
| Osteoarthritis Wirbelsäule |
| Osteoarthritis Knie |
| Osteoarthritis Hüfte |
| Prothese an die Hüfte |
| Nach Eingriff VKB |
| Knorpel-Reinigung |
| Prothese im Knie |
| Golferellenbogen |
| Epikondylitis |
| Sehnenentzündungen |
| Ödeme-Prellungen |
| Gelenkschmerzen |
| Knöchelverstauchung |
| Arthritis |

ÄSTHETIK UND FITNESS

| |
|---|
| Entwässerung Bauch |
| Entwässerung Arme |
| Entwässerung Oberschenkel, Gesäß, Hüfte |
| Cellulite Bauch |
| Cellulite Arme |
| Cellulite Oberschenkel, Gesäß, Hüfte |
| Ödeme |
| Geschwollene Beine |
| Reaktivierende Behandlung |
| Regenerierung der Gewebe |
| Akne |
| Narben |
| Gesichtsfalten |
| Dehnungsstreifen |