

MAGNUM XL PRO

MAGNETOTERAPIA | 46 PROGRAMMI

DISPOSITIVO PER MAGNETOTERAPIA PROVVIDO DI UNA GAMMA COMPLETA DI PROGRAMMI PREIMPOSTATI PER TRATTARE I DISTURBI OSTEOARTICOLARI PIÙ DIFFUSI. IL DISPOSITIVO È TRA I PIÙ POTENTI SUL MERCATO ED È PROVVIDO DI DUE SOLENOIDI.

32 SALUTE E REHAB | 14 ESTETICA E FITNESS

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Canali

2 indipendenti

Intensità erogabile con diffusori flessibili

- 200 Gauss di media per canale
- 400 Gauss di media totali (per 2 canali)

Frequenza

5-200 Hz

Duty Cycle

5-50%

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non in dotazione)

Dimensioni

100x160x35 mm


Peso

280 gr

DOTAZIONE DI SERIE

Codice **G3956**

- 1 Borsa
- 1 Unità di magnetoterapia MAGNUM XL PRO
- 2 Solenoidi flessibili, 300x100 mm
- 1 Magnum Test
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



OPZIONE DI ACQUISTO

Codice **G6033** MAGNUM XL PRO con 2 solenoidi Pocket Pro



CE
0476



- EASY PROGRAM
- LAST 10
- PROGRAMMABILE
- MULTI USER
- OPZIONE NOLEGGIO
- RUN TIME / MODIFICA DEI PARAMETRI
- ALIMENTAZIONE A RETE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

MAGNUM XL PRO

MAGNETOTERAPIA | 46 PROGRAMMI

ELENCO PROGRAMMI

SALUTE E REHAB

Frattura
Frattura spalla
Frattura clavicola
Frattura avambraccio
Frattura bacino
Frattura tibia
Frattura polso
Frattura collo femore
Frattura scafoide
Ritardo consolidamento frattura
Infiammazione cuffia rotatori
Tunnel carpale
Dolore schiena
Artrosi
Osteoporosi
Osteoartrite cervicale
Osteoartrite mano
Osteoartrite spalla
Osteoartrite colonna
Osteoartrite ginocchio
Osteoartrite anca
Protesi anca
Post intervento LCA
Pulizia cartilagine
Protesi ginocchio
Epitrocleite
Epicondilite
Tendiniti
Edemi - contusioni
Dolori articolari
Distorsione caviglia
Artriti

ESTETICA E FITNESS

Drenaggio addome
Drenaggio arti superiori
Drenaggio cosce, glutei, fianchi
Cellulite addome
Cellulite arti superiori
Cellulite cosce, glutei, fianchi
Stati edematosi
Gonfiore gambe
Trattamento riattivante
Rigenerazione tissutale
Acne
Cicatrici
Rughe facciali
Smagliature