

# MAGNUM 2500

## MAGNETOTERAPIA | 52 PROGRAMMI

MAGNETOTERAPIA PORTATILE IDEALE PER TRATTAMENTI DOMICILIARI. MAGNUM 2500 È INDICATO PER UN MIGLIORE RECUPERO DOPO TRAUMI E FRATTURE OLTRE CHE PER DARE SOLLIEVO E AIUTARE LA RIGENERAZIONE DELLE ARTICOLAZIONI IN PRESENZA DI PATOLOGIE CRONICHE COME ARTROSI E ARTRITE.

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Canali

2

#### Intensità erogabile con diffusori flessibili

- 160 Gauss di media per canale
- 320 Gauss di media totali (per 2 canali)

#### Frequenza

5-200 Hz

#### Duty Cycle

5-50%

#### Programmazione libera

Possibilità di inserire fino a 5 programmi personalizzati

#### Funzione 1+1

Possibilità di eseguire 2 programmi diversi contemporaneamente, utilizzando 1 canale ciascuno

#### Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non in dotazione)

#### Dimensione

100x160x35 mm

#### Peso

280 gr




**CE**  
0476



### DOTAZIONE DI SERIE

Codice **G5438**

- 1 Borsa
- 1 Unità di magnetoterapia MAGNUM 2500
- 2 Solenoidi "Flessibili", 300x100 mm
- 2 Fasce elastiche velcrabili 800x80 mm
- 1 Magnum Test
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



### OPZIONE DI ACQUISTO

Cod. **G6191** MAGNUM 2500 con 2 solenoidi "Pocket Pro" e 1 fascia elastica velcrabile

- EASY PROGRAM**
- 1+1 FUNZIONE 1+1**
- LAST 10**
- MULTI USER**
- PROGRAMMABILE**
- OPZIONE NOLEGGIO**
- RUN TIME / MODIFICA DEI PARAMETRI**
- ALIMENTAZIONE A RETE**

**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# MAGNUM 2500

## MAGNETOTERAPIA | 52 PROGRAMMI

### ELENCO PROGRAMMI

#### ARTROSI/ARTRITE

Artrosi ginocchio

Artrosi cervicale

Artrite

Artrosi

Artrosi mano

Artrosi anca

Artrosi spalla

Artrosi colonna

#### DOLORE

Algodistrofia - Morbo di Sudeck

Mal di schiena

Dolori articolari

#### INFIAMMAZIONI

Antinfiammatorio

Epicondilitis

Epitrocite

Tunnel carpale

Tendinite spalla

#### ORTOPEDIA

Post intervento LCA

Lesione cartilagine

Protesi ginocchio

Protesi anca

#### PATOLOGIE OSSEE

Fratture

Frattura scafoide

Frattura polso

Fratture spalla

Frattura clavicola

Frattura avambraccio

Frattura bacino

Frattura tibia

Frattura femore

Ritardo consolidamento fratture

Frattura con gesso

Osteonecrosi

Osteoporosi

Edemi ossei

#### TRAUMI / EDEMI / FERITE

Distorsione caviglia

Edemi-contusioni

#### PROGRAMMI PREIMPOSTATI A DIVERSA FREQUENZA

Programma multifrequenza

Programma 10 Hz

Programma 20 Hz

Programma 30 Hz

Programma 40 Hz

Programma 50 Hz

Programma 60 Hz

Programma 70 Hz

Programma 80 Hz

Programma 90 Hz

Programma 100 Hz

Programma 120 Hz

Programma 140 Hz

Programma 160 Hz

Programma 180 Hz

Programma 200 Hz