

# LASERVET 3.0

## LASERTHERAPIE

DIE BEHANDLUNG MIT LASERVET 3.0 BESCHLEUNIGT DIE HEILUNG VON VERLETZTEN GEWEBEN UND TRÄGT ZUM KREISLAUF BEI. SIE IST GEEIGNET, UM DIE HAUTWUNDHEILUNG ZU STIMULIEREN UND HAT EINE SEHR POSITIVE AUSWIRKUNG AUF DIE BEHANDLUNG UNTERSCHIEDLICHER ENTZÜNDLICHER UND SCHMERZHAFTER MUSKEL- UND SKELETTERKRANKUNGEN. DIE LASERTHERAPIE TRÄGT ZUR HEILUNG UND ZUM VERSCHWINDEN DER SCHMERZEN BEI UND KANN SOWOHL ALLEIN ALS AUCH ZUSAMMEN MIT ANDEREN THERAPIEN EINGESETZT WERDEN.

SSPEZIFISCHE PROGRAMME FÜR HUND, KATZE, PFERD, KLEINE SÄUGETIERE, VÖGEL UND REPTILIEN

### TECHNISCHE DATEN

#### Display

Größe 2.6" mit Hintergrundbeleuchtung

#### Strahlungsquelle

Diode GaAlAs Klasse 4

#### Spitzenleistung

3W ±20%

#### Für Wellenlänge vorbereitet

808nm

#### Emission

Kontinuierlich und gespult

#### Größe Target-Bereich

Linse von Ø 11 mm

#### Frequenz

Bis zu 10000Hz

#### Stromversorgu

Stromnetz und wiederaufladbare Batterie

#### Abmessungen


100x160x35 mm

#### Gewicht

450 gr

### AUSSTATTUNG

- 1 Tasche
- 1 Gerät LASERVET 3.0
- 1 Handstück Black 808nm mit Linse von Ø 11 mm
- 2 Schutzbrillen
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch



CE



- LAST 10
- MULTI USER
- PROGRAMMIERBAR
- VERMIETUNG-FUNKTION
- BATTERIESATZ
- STROMNETZVERSORGUNG

# LASERVET 3.0

## LASERTHERAPIE

**MEHR ALS 130 VOREINGESTELLTE PROGRAMME FÜR HUNDE, KATZEN, PFERDE, KLEINE SÄUGETIERE, VÖGEL UND REPTILIEN. ZU DEN BEHANDLUNGEN GEHÖREN PROTOKOLLE FÜR:**

**Muskel- und Skeletterkrankungen** u.a. Arthrose, Tendinopathie, Prellungen, Bursitis, Kontrakturen und Muskelverspannungen, Frakturen, Dysplasie, Neuropathie usw.

**Pathologien des Integument-Systems** u.a. Hautwunden, Granulome, Anldrüsenentzündung, Perianale Fisteln, Pododermatitis, Abrasionen usw.

**Pathologien anderer Systeme** u.a. Otitis, Sinusitis, Stomatitis usw.

