

MAGNETOVET 200

MAGNETFELDTHERAPIE

MAGNETOVET 200 IST EIN TRAGBARES GERÄT FÜR MAGNETFELDTHERAPIE, DAS EIN HOCHFREQUENTES ELEKTROMAGNETISCHES FELD ERZEUGEN KANN. DIE ERZEUGTEN IMPULSE HABEN EINE THERAPEUTISCHE UND REGENERATIVE WIRKUNG AUF DIE WICHTIGSTEN OSTEOARTIKULÄREN PATHOLOGIEEN DER TIERE. DA DAS MAGNETOVET 200 SEHR EINFACH ZU BENUTZEN IST, WIRD ES FÜR DIE HEIMSELBSTBEHANDLUNG VON CHRONISCHEN SCHMERZEN EMPFOHLEN.

SPEZIFISCHE PROGRAMME FÜR HUND, KATZE UND PFERD

TECHNISCHE DATEN

Display

Größe 2.6", mit Hintergrundbeleuchtung

Kanäle

2

Erzeugbare Intensität

Durchschnittlich 200 Gauß pro Kanal mit flexiblen Solenoiden

Frequenz

Regulierbar von 5 bis 200Hz

Duty Cycle

Von 5% bis 50%, 5er Steps

Stromversorgung

- Stromnetz
- Batteriesatz

Abmessungen


100x160x35 mm

Gewicht

280 gr

AUSSTATTUNG

- 1 Tasche
- 1 Gerät MAGNETOVET 200
- 1 flexible Solenoide 300x100 mm
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch



CE



LAST 10



MULTI USER



PROGRAMMIERBAR



VERMIETUNG-FUNKTION



1+1 FUNKTION



STROMNETZVERSORUNG



BATTERIESATZ

MAGNETOVET 200

MAGNETFELDTHERAPIE

Rev. De_05_2024

PROGRAMMLISTE

HUND/KATZE

Brüche

Pseudarthrose

Wunden/Geschwüre

Osteoarthritis Hüfte

Osteoarthritis Knie

Osteoarthritis Ellbogen

Osteoarthritis Schulter

Spondylarthrose

Luxatione

Vernarbung

Ödem

Periphere

Entzündungsschmerzen

PFERD

Osteoarthritis

Wunden/Geschwüre

Diskopathie

Ödem