

LASERVET 3.0

TERAPIA LÁSER

EL TRATAMIENTO CON LASERVET 3.0 ACELERA LA CURACIÓN DE LOS TEJIDOS DAÑADOS Y MEJORA LA CIRCULACIÓN. ES IDEAL PARA ESTIMULAR LA CICATRIZACIÓN DE HERIDAS CUTÁNEAS Y ES ESPECIALMENTE EFICAZ PARA EL TRATAMIENTO DE DIVERSAS PATOLOGÍAS MUSCULOESQUELÉTICAS CARACTERIZADAS POR LA INFLAMACIÓN Y EL DOLOR. LA TERAPIA LÁSER ACELERA LA CICATRIZACIÓN Y LA DESAPARICIÓN DEL DOLOR, YA SEA UTILIZADA SOLA COMO CON OTRAS MODALIDADES TERAPÉUTICAS.

PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA PERRO, GATO, CABALLO, PEQUEÑOS MAMÍFEROS, REPTILES Y AVES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla

Tamaño 2,6", retroiluminado

Fuente láser

Diodo GaAlAs de clase 4

Potencia de pico

3W \pm 20%

Configurado para la longitud de onda

808nm

Emisión

Pulsada y continua

Tamaño área objetivo

Óptica \varnothing 11 mm

Frecuencia

Hasta 10000Hz

Alimentación

Red y batería recargable

Tamaño y peso


100x160x35 mm

Peso

450 gr

DOTACIÓN ESTÁNDAR

- 1 Bolsa
- 1 Dispositivo LASERVET 3.0
- 1 Manípulo láser Black 808nm con óptica \varnothing 11 mm
- 2 Gafas de protección
- 1 Alimentador
- 1 Manual de uso



CE



-  ÚLTIMOS 10
-  MULTI USER
-  PROGRAMMABLE
-  OPCIÓN ALQUILER
-  PAQUETE DE BATERÍA
-  ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

LASERVET 3.0

TERAPIA LÁSER

MÁS DE 130 PROGRAMAS PREESTABLECIDOS PARA PERROS, GATOS, CABALLOS, MAMÍFEROS PEQUEÑOS, AVES Y REPTILES. LOS TRATAMIENTOS INCLUYEN PROTOCOLOS PARA:

Patologías musculoesqueléticas como artrosis, tendinopatías, contusiones, bursitis, contracturas y elongaciones musculares, fracturas, displasia, neuropatías, etc.

Patologías del sistema tegumentario como heridas cutáneas, granulomas, saculitis, fístulas perianales, pododermatitis, quemaduras, etc.

Patologías de otros sistemas como otitis, sinusitis, estomatitis, etc.

