

LASERVET 8.0

TERAPIA LÁSER

LASERVET 8.0 ES UN DISPOSITIVO PORTÁTIL PARA TERAPIA LÁSER PULSADA DE ALTA POTENCIA QUE PERMITE REALIZAR TRATAMIENTOS VETERINARIOS. LA ACCIÓN DEL LÁSER ESTÁ DIRIGIDA A LA REGENERACIÓN DEL TEJIDO, EL TRATAMIENTO POSTRAUMÁTICO Y ANTIINFLAMATORIO Y LA REDUCCIÓN DEL DOLOR CRÓNICO Y AGUDO.

PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA PERRO, GATO, CABALLO, PEQUEÑOS MAMÍFEROS, REPTILES Y AVES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla

Tamaño 2,6", retroiluminado

Fuente láser

Diodo GaAlAs de clase 4

Potencia de pico

8W $\pm$ 20%

Configurado para la longitud de onda

808nm

980nm y 1064nm (opcionales)

Emisión

Pulsada y continua

Tamaño área objetivo

Óptica Ø 11 mm

Óptica Ø 22 mm y Ø 60 mm (opcionales)

Frecuencia

Hasta 10000Hz

Alimentación

Red y batería recargable

Tamaño y peso


100x160x35 mm

Peso

450 gr

DOTACIÓN ESTÁNDAR

- 1 Bolsa
- 1 Dispositivo LASERVET 8.0
- 1 Manípulo láser MP 808nm con óptica Ø 11 mm
- 2 Gafas de protección
- 1 Alimentador
- 1 Manual de uso



OPCIONES DE COMPRA

- Cod. G6347 Manípulo MP 980nm
- Cod. G5996 Manípulo 1064nm
- Cod. G6089 Óptica Ø 60 mm
- Cod. G6092 Óptica Ø 22 mm



- ÚLTIMOS 10
- MULTI USER
- PROGRAMMABLE
- OPCIÓN ALQUILER
- PAQUETE DE BATERÍA
- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

MÁS DE 130 PROGRAMAS PARA PERROS, GATOS, CABALLOS, MAMÍFEROS PEQUEÑOS, AVES Y REPTILES. LOS TRATAMIENTOS INCLUYEN PROTOCOLOS PARA:

Patologías musculoesqueléticas como artrosis, tendinopatías, contusiones, bursitis, contracturas y elongaciones musculares, fracturas, displasia, neuropatías, etc.

Patologías del sistema tegumentario como heridas cutáneas, granulomas, saculitis, fístulas perianales, pododermatitis, quemaduras, etc.

Patologías de otros sistemas como otitis, sinusitis, estomatitis, etc.

