

MAGNETOVET 200

Con COLCHONETA TERAPÉUTICA COMPACT MAT VET MAGNETOTERAPIA

MAGNETOVET 200 ES UN DISPOSITIVO PORTÁTIL DE MAGNETOTERAPIA CAPAZ DE PRODUCIR UN CAMPO ELECTROMAGNÉTICO DE ALTA INTENSIDAD. LOS IMPULSOS PRODUCIDOS TIENEN UN EFECTO TERAPÉUTICO Y REGENERATIVO EN LAS PRINCIPALES PATOLOGÍAS OSTEOARTICULARES QUE AFECTAN A LOS ANIMALES. POR SU SIMPLICIDAD DE USO EN COMBINACIÓN CON LA COLCHONETA TERAPÉUTICA, MAGNETOVET 200 ES ESPECIALMENTE ADECUADO PARA EL TRATAMIENTO DOMÉSTICO DEL DOLOR CRÓNICO.

PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA PERRO, GATO Y CABALLO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla

Tamaño 2.6", retroillum

Canales

2

Intensidad de emisión

200 Gauss de media/canal con solenoides flex

Frecuencia

Ajustable en programación de 5 a 200Hz

Ciclo de Trabajo

De 5% a 50% con incrementos del 5%

Alimentación

- Red
- Batería recargable

Tamaño

100x160x35 mm

Peso

450 gr

DOTACIÓN ESTÁNDAR

· Cod. **G6115**

· 1 Bolsa


· 1 Dispositivo MAGNETOVET 200

· 1 Colchoneta Terapéutica COMPACT MAT VET, 700x500 mm

· 1 Solenoide flexible de 300x100 mm

· 1 Alimentador

· 1 Manual de uso



OPCIONES DE COMPRA

· Cod. **G5620** **MAGNETOVET 200**
(Dotación sin Colchoneta Terapéutica)

-  **ÚLTIMOS 10**
-  **PROGRAMMABLE**
-  **FUNCIÓN 1+1**
-  **ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA**
-  **PAQUETE DE BATERÍA**

MAGNETOVET 200

Con **COLCHONETA TERAPÉUTICA COMPACT MAT VET**
MAGNETOTERAPIA

Rev. Es_06_2026

LISTA PROGRAMAS

PERRO/GATO

Fractura

Pseudartrosis

Heridas/Úlceras

Osteoartrosis cadera

Osteoartrosis rodilla

Osteoartrosis codo

Osteoartrosis hombro

Espondiloartrosis

Luxación

Cicatrización

Edema

Parálisis periféricas

Dolor inflamatorio

CABALLO **

Osteoartrosis

Heridas/Úlceras

Discopatía

Edema

**** LA COLCHONETA TERAPÉUTICA
NO ES COMPATIBLE CON LOS
PROGRAMAS PARA EL CABALLO.**