

MAGNETOVET 200

MAGNETOTHÉRAPIE

MAGNETOVET 200 EST UN APPAREIL DE MAGNÉTHÉRAPIE PORTABLE CAPABLE DE PRODUIRE UN CHAMP ÉLECTROMAGNÉTIQUE DE HAUTE INTENSITÉ. LES IMPULSIONS PRODUITES ONT UN EFFET THÉRAPEUTIQUE ET RÉGÉNÉRATIF SUR LES PRINCIPALES PATHOLOGIES OSTÉOARTICULAIRES AFFECTANT LES ANIMAUX.

PROGRAMMES SPÉCIFIQUES POUR CHIEN, CHAT ET CHEVAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Display

Dimensions 2.6", rétro-éclairé

Canaux

2

Intensité disponible

200 Gauss en moyenne par canal avec solénoïdes flex

Fréquence

Réglable en programmation de 5 à 200Hz

Duty Cycle

de 5% à 50% step de 5

Alimentation

- Réseau
- Paquet batterie

Dimensions


100x160x35 mm

Poid

280 gr

ÉQUIPEMENT STANDARD

- 1 Mallette de transport
- 1 Dispositif MAGNETOVET 200
- 1 Solénoïdes flexibles 300x100 mm
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation



CE



- LAST 10
- MULTI-USER
- PROGRAMMABLE
- RENT OPTION LOCATION
- 1+1 FONCTION 1+1
- ALIMENTATION SECTEUR
- PAQUET BATTERIE

MAGNETOVET 200

MAGNETOTHERAPIE

Rev. Fr_05_2024

LISTE PROGRAMMES

CHIEN/CHAT

Fractures

Pseudarthrose

Blessures/ulcères

Ostéoarthrose hanche

Ostéoarthrose genou

Ostéoarthrose coude

Arthrose épaule

Spondylarthrose

Luxation

Cicatrisation

Œdème

Paralysies périphériques

Douleur inflammatoire

CHEVAL

Ostéoarthrose

Blessures/ulcères

Discopathie

Œdème