

MAGNETOVET 200 avec PANIER THÉRAPEUTIQUE

MAGNETOTHÉRAPIE

MAGNETOVET 200 EST UN APPAREIL DE MAGNÉTHÉRAPIE PORTABLE CAPABLE DE PRODUIRE UN CHAMP ÉLECTROMAGNÉTIQUE DE HAUTE INTENSITÉ. LES IMPULSIONS PRODUITES ONT UN EFFET THÉRAPEUTIQUE ET RÉGÉNÉRATIF SUR LES PRINCIPALES PATHOLOGIES OSTÉOARTICULAIRES AFFECTANT LES ANIMAUX.

POUR SA SIMPLICITÉ D'UTILISATION EN COMBINAISON AVEC LE PANIER THÉRAPEUTIQUE, MAGNETOVET EST PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ AU TRAITEMENT À DOMICILE DE LA DOULEUR CHRONIQUE.

PROGRAMMES SPÉCIFIQUES POUR CHIEN, CHAT ET CHEVAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Display

Dimensions 2.6", rétro-éclairé

Canaux

2

Intensité disponible

200 Gauss en moyenne par canal avec solénoïdes flex

Fréquence

Réglable en programmation de 5 à 200Hz

Duty Cycle

de 5% à 50% step de 5

Alimentation

- Réseau
- Paquet batterie

Dimensions


100x160x35 mm

Poid

280 gr

ÉQUIPEMENT STANDARD


- 1 Mallette de transport
- 1 Dispositif MAGNETOVET 200
- 1 Panier Thérapeutique 700x440 mm
- 1 Solénoïdes flexibles 300x100 mm
- 1 Couverture en tissu polaire
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation



OPTIONS D'ACHAT

- Cod. G5620 Équipement sans Panier Thérapeutique

- Cod. G6039 Panier thérapeutique en memory foam, 4 bobines, mm 700x440 pour chiens de petite taille et chats. Pour chiens de grande taille, acheter 2 paniers qui seront reliés par le velcro.



MAGNETOVET 200 avec PANIER THÉRAPEUTIQUE

MAGNETOTHERAPIE

Rev. Fr_05_2024

LISTE PROGRAMMES

CHIEN/CHAT

Fractures

Pseudarthrose

Blessures/ulcères

Ostéoarthrose hanche

Ostéoarthrose genou

Ostéoarthrose coude

Arthrose épaule

Spondylarthrose

Luxation

Cicatrisation

Œdème

Paralysies périphériques

Douleur inflammatoire

CHEVAL

Ostéoarthrose

Blessures/ulcères

Discopathie

Œdème