

TECARVET 4000

TECAR TERAPIA

TECARVET 4000 È UN APPARECCHIO CHE UTILIZZA LA DIATERMIA PER OTTENERE STRAORDINARI EFFETTI TERAPEUTICI SUI PICCOLI ANIMALI COME CANE E GATTO. IL DISPOSITIVO TRASFERISCE ENERGIA SIA IN MODALITÀ CAPACITIVA CHE RESISTIVA. IN QUESTO MODO L'EFFETTO DEL TRATTAMENTO POTRÀ ESSERE DIREZIONATO CON BUONA EFFICACIA SIA SUI TESSUTI BIOLOGICI PROFONDI CHE SU QUELLI PIÙ SUPERFICIALI.

PROGRAMMI SPECIFICI PER CANE, GATTO E CAVALLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Display

Dimensione 4.3" touch-screen

Potenza

160W, $\pm 20\%$

Frequenze di emissione

400KHz, 470KHz, 700KHz, 1000KHz $\pm 10\%$

Modalità di trattamento

Capacitiva e resistiva

Elettrodi capacitivi

3 dimensioni \varnothing (mm 30, 50, 70)

Elettrodi resistivi

3 dimensioni \varnothing (mm 30, 50, 70)

Alimentazione a rete

100-240V AC, 50-60Hz, 1.8A

Dimensioni


mm 170x220x60

Peso

gr 1100

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Valigetta professionale
- 1 Dispositivo TECARVET 4000
- 1 Elettrodo di ritorno (piastra)
- 1 Manipolo resistivo monopolare con 3 elettrodi \varnothing (mm 30, 50, 70)
- 1 Manipolo capacitivo monopolare con 3 elettrodi \varnothing (mm 30, 50, 70)
- 1 Barattolo di crema da ml 250
- 3 Fasce elastiche
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



- RESISTIVO
- CAPACITIVO
- BIPOLORE
- MULTIUSER
- PROGRAMMABILE
- DISPLAY TOUCH SCREEN
- ALIMENTAZIONE A RETE

TECARVET 4000

TECARTERAPIA

Rev. It_03_2021

ELENCO PROGRAMMI

CANE / GATTO

Ematomi / Edemi

Osteoartrosi capacitivo

Osteoartrosi resistivo

Osteoartrite capacitivo

Osteoartrite resistivo

Contrattura muscolare acuta

Contrattura muscolare cronica

Dorsalgia / Lombalgia acuta

Dorsalgia / Lombalgia cronica

Spondiloartrosi

CAVALLO

Ematomi / Edemi

Osteoartrosi capacitivo

Osteoartrosi resistivo

Osteoartrite capacitivo

Osteoartrite resistivo

Contrattura muscolare acuta

Contrattura muscolare cronica

Dorsalgia / Lombalgia acuta

Dorsalgia / Lombalgia cronica

Spondiloartrosi

Lesioni tendinee

Punti Trigger