

ELITE 150

ELETTROTHERAPIA 4 CANALI | 150 PROGRAMMI

PRODOTTO STUDIATO PER LO SPORT E IL FITNESS MA CON UN'ATTENZIONE PARTICOLARE ANCHE AI TRATTAMENTI DI BELLEZZA GRAZIE ALLE NUOVE CORRENTI DI STIMOLAZIONE SEQUENZIALE, OTTIME PER I LORO EFFETTI DRENANTI.

36 BELLEZZA | 36 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 32 FITNESS | 31 SPORT | 12 TENS E DOLORE | 3 REHAB

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

Frequenza

0,3-150 Hz *

Larghezza impulso

40-450 μ s *

Intensità

0-120 mA per canale

Alimentazione

Batterie ricaricabili

Dimensioni

100x160x35 mm


Peso

450 gr


* In base al tipo di corrente

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Stimolatore ELITE 150
- 4 Cavi per collegamento elettrodi
- 4 Elettrodi autoadesivi quadrati
- 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
- 1 Caricabatterie
- 1 Manuale operativo



CE
0476



TENS TENS

3S 3S

Last10 LAST 10

MULTI USER MULTI USER

MY TRAINER MY TRAINER

SyS SYNCRO STIM

Work Time WORK TIME

BATTERIA RICARICABILE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

ELITE 150

ELETTROTHERAPIA 4 CANALI | 150 PROGRAMMI

ELENCO PROGRAMMI

SPORT

Capillarizzazione

Riscaldamento

Riscaldamento pre-gara

Decontratturante

Recupero attivo

Forza massimale

Forza resistente

Forza esplosiva

Reattività

Recupero post-gara

Ipertrofia

Resistenza aerobica

FITNESS

Rassodamento

Modellamento

Modellamento Bio-Pulse

Tonificazione

Aumento massa

Jogging

BELLEZZA

Drenaggio

Drenaggio Bio-Pulse

Lipolisi

Lipolisi post-parto

Massaggio tonificante

Massaggio connettivale

Drenaggio post-parto

Rassodamento post-parto

Rassodamento seno

Modellamento seno

Braccia gonfie

Capillarizzazione viso

Effetto lifting viso

Miglioramento tono pelle

TENS E DOLORE

Tens antalgica convenzionale

Tens antalgica modulata

Tens endorfinica

Dolori mestruali

Dolore ginocchio

Dolore cronico

Dolore muscolare

Dolore cervicale

Dolore spalla (sindrome scapolo-omerale)

Lombalgia cronica

Borsiti-tendiniti

Osteoartrite

REHAB

Atrofia arti inferiori

Atrofia arti superiori

Recupero post-intervento LCA

SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION

La lista di programmi "3S" include 36 combinazioni di parametri.