

# LASERVET 1.0

## LASERTERAPIA

LASERVET 1.0 È L'UNICO LASER IN CLASSE 4 DEL CATALOGO GLOBUSVET. IL DISPOSITIVO PUÒ RAGGIUNGERE 1 WATT DI POTENZA ED È COMPLETO DI PROGRAMMI PREINSERITI PER CANI, GATTI E CAVALLI. INOLTRE C'È LA POSSIBILITÀ DI PROGRAMMARE E MEMORIZZARE NUOVI PROGRAMMI.

PROGRAMMI SPECIFICI PER CANE, GATTO E CAVALLO

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione 2.6", retroilluminato

#### Sorgente laser

Diodo GaAlAs di Classe 4

#### Potenza di picco

1W  $\pm$ 20%

#### Predisposto per lunghezza d'onda

808nm

#### Emissione

Pulsata e continua

#### Dimensioni target area

Ottica  $\varnothing$  11 mm

#### Frequenza

Fino a 10000Hz

#### Alimentazione

Rete e batteria ricaricabile

#### Dimensioni


100x160x35 mm

#### Peso

450 gr


### DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Dispositivo LASERVET 1.0
- 1 Handpiece White 808nm con ottica  $\varnothing$  11 mm
- 2 Occhiali protettivi
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



CE



-  LAST 10
-  MULTI USER
-  PROGRAMMABILE
-  OPZIONE NOLEGGIO
-  PACCO BATTERIA
-  ALIMENTAZIONE A RETE

# LASERVET 1.0

## LASERTERAPIA

Rev. It\_05\_2024

**PIÙ DI 40 PROGRAMMI PREIMPOSTATI PER CANI, GATTI, CAVALLI.  
I TRATTAMENTI INCLUDONO PROTOCOLLI PER:**

**Patologie muscolo-scheletriche** come artrosi, tendinopatie, contusioni, borsiti, contratture e stiramenti muscolari ecc...

**Patologie dell'apparato tegumentario** come ferite superficiali e profonde

**Patologie di altri apparati** come otiti, sinusiti, stomatiti ecc...

