

# LASERVET 8.0

## LASERTERAPIA

LASERVET 8.0 È UN DISPOSITIVO PORTATILE E PALMARE PER LASERTERAPIA AD ALTA POTENZA PULSATA CHE CONSENTE DI EFFETTUARE TRATTAMENTI VETERINARI. L'AZIONE DEL LASER È RIVOLTA ALLA RIGENERAZIONE TISSUTALE, AL TRATTAMENTO POST-TRAUMATICO E ANTI-INFIAMMATORIO E ALLA RIDUZIONE DEL DOLORE SIA CRONICO CHE ACUTO.

PROGRAMMI SPECIFICI PER CANE, GATTO, CAVALLO, PICCOLI MAMMIFERI, RETTILI E UCCELLI

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione 2,6", retroilluminato

#### Sorgente laser

Diodo GaAlAs di Classe 4

#### Potenza di picco

8W  $\pm 20\%$

#### Predisposto per lunghezza d'onda

808nm

980nm e 1064nm (opzionali)

#### Emissione

Pulsata e continua

#### Dimensioni target area

Ottica, Ø 11 mm

Ottica, Ø 22 mm e Ø 60 mm (opzionali)

#### Frequenza

Fino a 10000Hz

#### Alimentazione

Rete e batteria ricaricabile

#### Dimensioni


100x160x35 mm

#### Peso

450 gr

### DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Dispositivo LASERVET 8.0
- 1 Handpiece MP 808nm con ottica Ø 11 mm
- 2 Occhiali protettivi
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



### OPZIONI DI ACQUISTO

- Cod. G6347 Handpiece MP 980nm
- Cod. G5996 Manipolo 1064nm
- Cod. G6089 Ottica Ø 60 mm
- Cod. G6092 Ottica Ø 22 mm



- LAST 10
- MULTI USER
- PROGRAMMABILE
- OPZIONE NOLEGGIO
- PACCO BATTERIA
- ALIMENTAZIONE A RETE

# LASERVET 8.0

## LASERTERAPIA

Rev. It\_05\_2024

**PIÙ DI 130 PROGRAMMI PREIMPOSTATI PER CANI, GATTI, CAVALLI, PICCOLI MAMMIFERI, UCCELLI E RETTILI. I TRATTAMENTI INCLUDONO PROTOCOLLI PER:**

**Patologie muscolo-scheletriche** come artrosi, tendinopatie, contusioni, borsiti, contratture e stiramenti muscolari, fratture, displasia, neuropatie ecc..

**Patologie dell'apparato tegumentario** come ferite cutanee, granulomi, sacculite, fistole perianali, pododermatiti, abrasioni ecc...

**Patologie di altri apparati** come otiti, sinusiti, stomatiti ecc...

