

MAGNETOVET 200

MAGNETOTERAPIA

MAGNETOVET 200 È UN DISPOSITIVO PER MAGNETOTERAPIA PORTATILE IN GRADO DI PRODURRE UN CAMPO ELETTROMAGNETICO AD ALTA INTENSITÀ. GLI IMPULSI PRODOTTI HANNO UN EFFETTO TERAPEUTICO E RIGENERATIVO SULLE PRINCIPALI PATOLOGIE OSTEOARTICOLARI CHE COLPISCONO GLI ANIMALI.

PROGRAMMI SPECIFICI PER CANE, GATTO E CAVALLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Display

Dimensione 2.6", retroilluminato

Canali

2

Intensità erogabile

200 Gauss medi per canale con solenoidi flex

Frequenza

Regolabile in programmazione da 5 a 200Hz

Duty Cycle

Da 5% a 50% a step di 5

Alimentazione

- Rete
- Pacco batteria

Dimensioni


100x160x35 mm

Peso


280 gr

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Dispositivo MAGNETOVET 200
- 1 Solenoide flessibile 300x100 mm
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



CE



MAGNETOVET 200

MAGNETOTERAPIA

Rev. It_05_2024

ELENCO PROGRAMMI

CANE / GATTO

Frattura

Pseudoartrosi

Ferite / Ulcere

Osteoartrosi anca

Osteoartrosi ginocchio

Osteoartrosi gomito

Osteoartrosi spalla

Spondiloartrosi

Lussazione

Cicatrizzazione

Edema

Paralisi periferiche

Dolore infiammatorio

CAVALLO

Osteoartrosi

Ferite / Ulcere

Discopatia

Edema