

# MAGNETOVET 200 con CUCCIA TERAPEUTICA

## MAGNETOTERAPIA

MAGNETOVET 200 È UN DISPOSITIVO PER MAGNETOTERAPIA PORTATILE IN GRADO DI PRODURRE UN CAMPO ELETTROMAGNETICO AD ALTA INTENSITÀ. GLI IMPULSI PRODOTTI HANNO UN EFFETTO TERAPEUTICO E RIGENERATIVO SULLE PRINCIPALI PATOLOGIE OSTEOARTICOLARI CHE COLPISCONO GLI ANIMALI.

PER LA SUA SEMPLICITÀ DI UTILIZZO IN COMBINAZIONE CON LA CUCCIA TERAPEUTICA, MAGNETOVET 200 È PARTICOLARMENTE INDICATA ANCHE PER I TRATTAMENTI DOMICILIARI DEI DOLORI CRONICI.

PROGRAMMI SPECIFICI PER CANE, GATTO E CAVALLO

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione 2.6", retroilluminato

#### Canali

2

#### Intensità erogabile

200 Gauss medi per canale con solenoidi flex

#### Frequenza

Regolabile in programmazione da 5 a 200Hz

#### Duty Cycle

Da 5% a 50% a step di 5

#### Alimentazione

- Rete
- Pacco batteria

#### Dimensioni


100x160x35 mm

#### Peso

280 gr

### DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Dispositivo MAGNETOVET 200
- 1 Cuccia Terapeutica 700x440 mm
- 1 Solenoide flessibile 300x100 mm
- 1 Coperta in morbido pile
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo




### OPZIONI DI ACQUISTO

- Cod. G5620 Dotazione senza Cuccia Terapeutica

Cuccia terapeutica in memory foam, 4 bobine, mm 700x440 per cani di piccola taglia e gatti.

- Cod. G6039 Per cani di taglia grande acquistare 2 cuccie singole che verranno unite dal velcro



# MAGNETOVET 200 con CUCCIA TERAPEUTICA

## MAGNETOTERAPIA

Rev. It\_05\_2024

### ELENCO PROGRAMMI

#### CANE / GATTO

Frattura

---

Pseudoartrosi

---

Ferite / Ulcere

---

Osteoartrosi anca

---

Osteoartrosi ginocchio

---

Osteoartrosi gomito

---

Osteoartrosi spalla

---

Spondiloartrosi

---

Lussazione

---

Cicatrizzazione

---

Edema

---

Paralisi periferiche

---

Dolore infiammatorio

#### CAVALLO

Osteoartrosi

---

Ferite / Ulcere

---

Discopatia

---

Edema