

LASERVET 1.0

LASERTERAPIA

LASERVET 1.0 È L'UNICO LASER IN CLASSE 4 DEL CATALOGO GLOBUSVET. IL DISPOSITIVO PUÒ RAGGIUNGERE 1 WATT DI POTENZA ED È COMPLETO DI PROGRAMMI PREINSERITI PER CANI, GATTI E CAVALLI. INOLTRE C'È LA POSSIBILITÀ DI PROGRAMMARE E MEMORIZZARE NUOVI PROGRAMMI.

PROGRAMMI SPECIFICI PER CANE, GATTO E CAVALLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Display

Dimensione 2.6", retroilluminato

Sorgente laser

Diodo GaAlAs di Classe 4

Potenza di picco

1W $\pm$ 20%

Predisposto per lunghezza d'onda

808nm

Emissione

Pulsata e continua

Dimensioni target area

Ottica Ø 11 mm

Frequenza

Fino a 10000Hz

Alimentazione

Rete e batteria ricaricabile

Dimensioni


100x160x35 mm

Peso

450 gr

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Dispositivo LASERVET 1.0
- 1 Handpiece White 808nm con ottica Ø 11 mm
- 1 Occhiale protettivo per il terapeuta
- 1 Kit con tre occhialini protettivi ad uso veterinario taglie S, M, L
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



CE



- LAST 10
- MULTI USER
- PROGRAMMABILE
- PACCO BATTERIA
- ALIMENTAZIONE A RETE

LASERVET 1.0

LASERTERAPIA

**PIÙ DI 40 PROGRAMMI PREIMPOSTATI PER CANI, GATTI, CAVALLI.
I TRATTAMENTI INCLUDONO PROTOCOLLI PER:**

Patologie muscolo-scheletriche come artrosi, tendinopatie, contusioni, borsiti, contratture e stiramenti muscolari ecc...

Patologie dell'apparato tegumentario come ferite superficiali e profonde

Patologie di altri apparati come otiti, sinusiti, stomatiti ecc...

