

# RF CLINIC PRO

## RADIOFREQUENZ | 30 PROGRAMME

DAS GLOBUS HOCHFREQUENZGERÄT RF CLINIC PRO IST EIN PROFESSIONELLES PRODUKT, DASS RADIOFREQUENZ WELLEN FÜR ÄSTHETISCHE ANWENDUNGEN GENERIERT. DIESE RF WELLEN WERDEN FÜR ANWENDUNGEN IM GESICHT UND AM KÖRPER GENUTZT. DANK DES NEUEN, INNOVATIVEN 50 MM RF KOPFES, KANN DAS CLINIC PRO AUCH SEHR GUT BEI ZELLULITIS UND ZUM HAUTSTRAFFUNG AM KÖRPER EINGESETZT WERDEN.

13 HAUT | 10 CELLULITIS | 7 GESICHT

### TECHNISCHE DATEN

#### Display

Große der sichtbaren Fläche: 2,6"

#### Ausgänge

1

#### Köpfe

- 1 Ø 50 mm
- 1 RF Clinic 100

#### Leistung

200W (50Ω)

#### Frequenzbereich

Von 470KHz bis 2MHz

#### Displayart

Resistiv

#### Stromversorgung

- Stromnetz
- Wiederaufladbare Batterie (nicht in der Ausstattung enthalten)

#### Abmessungen



170x220x60 mm

#### Gewicht

920 gr

### AUSSTATTUNG

- 1 Koffer
- 1 Radiofrequenz-Gerät RF CLINIC PRO
- 1 Kopf RF Clinic 500
- 1 Kopf RF Clinic 100
- 1 Konduktive Creme - 250 ml
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch



CE



STROMNETZVERSORGUNG



WIEDERAUFLADBARE BATTERIE

**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# RF CLINIC PRO

## RADIOFREQUENZ GERÄT | 30 PROGRAMME

### PROGRAMM AUSWAHL

#### GESICHT

Gesichtsfalten

Augenfältchen

Gesichts Akne

Mikro-Lifting Gesicht

Couperose

Gesichtsflecken

Antiaging

#### HAUT

Akne Haut

Falten Körper

Falten empfindliche Haut

Mikro-Lifting Decolleté

Dehnungsstreifen

Hautelastizität

Kollagen Bio-Skin

Narben

Hautflecken

Haut Restrukturierung

Hautglättung

Firming

Massage

#### ZELLULITIS

Lipolyse

Zellulitis

Ödematöse Zellulitis

Fibröse Zellulitis

Culoite de Cheval

Orangenhaut Zellulitis

Adipositas Bauch Männer

Adipositas Hüften Männer

Adipositas untere Extremitäten Männer

Adipositas obere Extremitäten Männer