

# TECAR BEAUTY 7000

## ÄSTHETISCHE DIATHERMIE

STARKES UND VIELSEITIGES GERÄT DER TECAR BEAUTY LINIE. DAS GERÄT VERFÜGT ÜBER EIN NAVIGATIONSSYSTEM MIT TOUCH-FARBDISPLAY FÜR EINE SCHNELLE UND EINFACHE AUSWAHL DER PROGRAMME UND ÄNDERUNG DER PARAMETER, ÜBER EINEN ATLAS MIT ZAHLREICHEN BILDERN, DIE DIE BEHANDLUNGEN AUF DEN VERSCHIEDENEN KÖRPERTEILEN SCHILDERT UND ÜBER EINE ABTEILUNG, WO DER BETREIBER SPEZIFISCHE BEHANDLUNGEN SPEICHERN UND PERSONALISIEREN KANN.

### TECHNISCHE DATEN

#### Display

Größe 7" Farbdisplay Touch Screen

#### Leistung

350W ±10%

#### Emissionsfrequenz

400kHz, 448kHz, 470kHz, 700kHz,  
1000kHz, 1200kHz, ± 10%

#### Art der Behandlung

Kapazitiv und Resistiv

#### Kapazitive Elektroden

3 Größen Ø (mm 30, 50, 70)

#### Resistive Elektroden

3 Größen Ø (mm 30, 50, 70)

#### Stromnetzversorgung

- 230V AC, 50-60Hz, 3,7A  
- 115V AC, 50-60Hz, 7,4A

#### Abmessungen

515x340x170 mm

#### Gewicht

11,5 Kg

### AUSSTATTUNG

· Code G6248

· 1 Gerät TECAR BEAUTY 7000

· 1 Rückführelektrode (Flexible Platte)

· 1 Resistives monopolares Handstück mit 3 Elektroden  
Ø (mm 30, 50, 70)

· 1 Kapazitives monopolares Handstück mit 3 Elektroden  
Ø (mm 30, 50, 70)

· 1 Bipolares Handstück Ø (mm 30)

· 1 Kit für die Behandlung mit freien Händen

· 1 Konduktive Gesichtscreme mit Hyaluronsäure, 500 ml

· 1 Konduktive Creme für die Lymphdrainage mit Aescin,  
Focus und Koffein, 1000 ml

· 1 Zuleitungskabel

· 1 Handbuch

CE



**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# TECAR BEAUTY 7000

## ÄSTHETISCHE DIATHERMIE

### PROGRAMMLISTE ÄSTHETISCHES ATLAS

#### GESICHT

Falten
Augenpartie
Aknenarben
Lifting
Couperose
Entspannende Massage

#### DEKOLLETEE

Lifting
Narben
Straffung

#### ARM-HAND

Falten
Straffung
Verjüngung
Narben
Dehnungsstreifen
Fettabbau

#### BAUCH + HÜFTE

Fettabbau
Straffung
Narben
Dehnungsstreifen

#### GESÄSS

Dehnungsstreifen
Straffung
Narben
Lymphatische Dränage
Fettabbau
Ödematöse Zellulitis
Fibröse Zellulitis
Sklerotische Zellulitis

#### RÜCKEN

Straffung
Narben
Massage
Fettabbau

#### OBERSCHENKEL UND BEINE

Dehnungsstreifen
Straffung
Narben
Lymphatische Dränage
Fettabbau
Ödematöse Zellulitis
Fibröse Zellulitis
Sklerotische Zellulitis
Massage



ATLAS DER BEHANDLUNGEN



GEPULSTE BEHANDLUNGEN



BEHANDLUNGEN UNTER ATHERMISCHEN BEDINGUNGEN



RESISTIV



KAPAZITIV



MULTIFREQUENZ



AUTOMATISCHES SCANNEN DER FREQUENZEN



MYOFASZIALE



TRANSDERMALE PENETRATIONSHILFE



MODALITÄT MIT DEN HÄNDEN



BIPOLAR



FARBDISPLAY



TOUCH SCREEN BILDSCHIRM



STROMNETZVERSORGUNG

Unter den **ästhetischen Standardprogramme** stehen außerdem 13 Programme für die Behandlung spezifischer Pathologien zur Verfügung, die in 5 Anwendungsbereiche zurückgeführt werden können.

ANWENDUNGSBEREICHE	PROGRAMME	ANWENDUNGSBEREICHE	PROGRAMME
<b>Lymphdrainage</b>	1	<b>Hauterschlaffung</b>	
<b>Lokalisierte Adipositas</b>		• Leicht	1
• Hautfalte < 4 cm	1	• Mäßig	1
• Hautfalte 4-8 cm	1	• Schwerwiegend	1
• Hautfalte > 8 cm	1	<b>Verjüngung Gesicht-Dekolletee</b>	
<b>Behandlung von Zellulitis</b>		• Leicht	1
• Leichte Zellulitis	1	• Mäßig	1
• Gemäßigte Zellulitis	1	• Schwerwiegend	1
• Gemäßigte Zellulitis	1		