

# LIPOZERO EXCEL

## ULTRASUONO ESTETICA | 7 PROGRAMMI

LIPOZERO EXCEL FA PARTE DELLA LINEA HOME CARE DI GLOBUS, ED È STATO STUDIATO PER PERMETTERE DI FARE A CASA PROPRIA I TRATTAMENTI PROFESSIONALI DEI CENTRI ESTETICI. IL DESIGN PORTATILE E IL MENÙ GRAFICO SONO STATI STUDIATI APPOSITAMENTE PER L'USO DOMESTICO E NE PERMETTONO UN FACILE UTILIZZO ANCHE A PERSONE POCO ESPERTE. LIPOZERO EXCEL CONSENTE TRA L'ALTRO IL TRATTAMENTO DEI PIÙ COMUNI INESTETISMI LEGATI ALLA CELLULITE O ALL'ACCUMULO DI GRASSO.

5 BELLEZZA | 2 CELLULITE

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Uscite

1

#### Manipolo

1 manipolo Ø mm 42 - IP68

#### Potenza

1,2 W/cm<sup>2</sup> ± 20%

#### Frequenza erogabile

3 MHz

#### Emissione

Continua e pulsata

#### Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non inclusa)

#### Dimensioni



100x160x35 mm

#### Peso

270 gr

### DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Valigetta
- 1 Ultrasono LIPOZERO EXCEL
- 1 Manipolo da 3 MHz
- 1 Confezione di gel
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



CE



**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# LIPOZERO EXCEL

ULTRASUONO ESTETICA | 7 PROGRAMMI

## ELENCO PROGRAMMI

### BELLEZZA

Smagliature

---

Drenaggio

---

Massaggio

---

Modellamento

---

Applicazione principi attivi

### CELLU-LYSE

Urto

---

Cellulite

