

LIPOZERO G39

ULTRASUONO ESTETICA | 49 PROGRAMMI

LIPOZERO G39 È L'ULTRASUONO LIPOLITICO PROFESSIONALE CHE COMBATTE LA CELLULITE ED ELIMINA IL GRASSO SUPERFLUO GRAZIE A PROGRAMMI STUDIATI PER INTERVENIRE A FREQUENZE DIVERSE E GARANTIRE LA MASSIMA EFFICACIA IN OGNI TRATTAMENTO DI BELLEZZA.

10 MF-PLUS | 10 BELLEZZA | 10 PELLE | 6 CAVITAZIONE CAVIMAX 150 kHz
5 MOBILIZZAZIONE ADIPOSITÀ NorAd-526 | 4 ADIPOSITÀ MASCHILE | 4 ULTRACAV 39 kHz

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Uscite

1

Manipolo

- 1 manipolo Ø mm 50 - IP68
- 1 manipolo Ø mm 42 - IP68

Potenza

3 W/cm² ± 20%

Frequenza erogabile

3 MHz - 1 MHz - 526 kHz - 150 kHz - 39 kHz

Emissione

Continua e pulsata

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non inclusa)

Dimensioni


170x220x60 mm

Peso

920 gr

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Valigetta
- 1 Ultrasuono LIPOZERO G39
- 1 Manipolo multifrequenza
- 1 Manipolo per l'uso con i 39 kHz
- 1 Confezione di gel
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



CE



LIPOZERO G39

ULTRASUONO ESTETICA | 49 PROGRAMMI

ELENCO PROGRAMMI

ULTRACAV 39 KHZ

Total body 3-6 cm

Total body >6 cm

Cosce/glutei 3-6 cm

Cosce/glutei >6 cm

CAVIMAX 150 KHZ

Lipolisi

Lipolisi fascia addominale

Cellulite

Cellulite edematosa

Cellulite fibrosa

Cellulite con pelle a buccia d'arancia

MF-PLUS

Lipolisi

Cellulite

Cellulite edematosa

Cellulite fibrosa

Culotte de cheval

Cellulite con pelle a buccia d'arancia

Adiposità maschile addome

Adiposità maschile fianchi

Adiposità maschile arti superiori

Adiposità maschile arti inferiori

MOBILIZZAZIONE ADIPOSITÀ NorAd-526

Lipolisi NorAd-526

Cellulite NorAd-526

Adiposità NorAd-526

NorAd-526 1

NorAd-526 2

ADIPOSITÀ MASCHILE

Adiposità maschile addome

Adiposità maschile fianchi

Adiposità maschile arti superiori

Adiposità maschile arti inferiori

BELLEZZA

Rassodamento

Massaggio

Modellamento

Modellamento addome

Modellamento gambe

Drenaggio

Drenaggio braccia

Drenaggio gambe

Smagliature

Applicazione principi attivi

PELLE

Acne

Lifting facciale

Trattamento rughe

Cicatrici

Couperose

Foruncoli viso

Foruncoli corpo

Skin restructure

Skin smoothing

Photoaging