

TECAR BEAUTY 7000

TECARTERAPIA ESTETICA

POTENTE E VERSATILE DISPOSITIVO DELLA GAMMA TECAR BEAUTY. DISPONE DI UN SISTEMA DI NAVIGAZIONE CON SCHERMO TOUCH SCREEN A COLORI PER RENDERE PIÙ SEMPLICE LA RICERCA DEI TRATTAMENTI E LA MODIFICA DEI PARAMETRI, UN ATLANTE CHE DESCRIVE I TRATTAMENTI SUDDIVISI NELLE DIVERSE PARTI DEL CORPO CON FOTO A COLORI E UNA SEZIONE DOVE L'OPERATORE PUÒ STRUTTURARE E MEMORIZZARE I TRATTAMENTI PERSONALIZZATI. LA MIGLIORE ESPRESSIONE DELLA TECAR BEAUTY PER I TRATTAMENTI DI BELLEZZA!

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione 7" display touch screen a colori

Potenza

350 W \pm 10%

Frequenze di emissione

400 kHz, 448 kHz, 470 kHz, 700 kHz,
1000 kHz, 1200 kHz, \pm 10%

Modalità di trattamento

Capacitivo e Resistivo

Elettrodi Capacitivi

3 dimensioni \varnothing (30, 50, 70 mm)

Elettrodi Resistivi

3 dimensioni \varnothing (30, 50, 70 mm)

Alimentazione a rete

100-240 V AC, 50-60 Hz, 1.8 A

Dimensioni

515x340x170 mm

Peso

11,5 Kg

DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G6248

· 1 Unità di TECAR BEAUTY 7000

· 1 Elettrodo di ritorno (piastra flessibile)

· 1 Manipolo Resistivo monopolare con 3 elettrodi
 \varnothing (30, 50, 70 mm)

· 1 Manipolo Capacitivo monopolare con 3 elettrodi
 \varnothing (30, 50, 70 mm)

· 1 Manipolo bipolare \varnothing (30 mm)

· 1 Kit di trattamento Mani Libere

· 1 Confezione da 500 ml di crema conduttiva viso
all'acido ialuronico

· 1 Confezione da 1000 ml di crema conduttiva
linfodrenante con escina, fucus e caffeina

· 1 Cavo di alimentazione

· 1 Manuale operativo

CE



GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

TECAR BEAUTY 7000

TECARTERAPIA ESTETICA

ELENCO PROGRAMMI ATLANTE ESTETICO

VISO

Rughe
Contorno Occhi
Cicatrici Da Acne
Lifting
Couperose
Massaggio Rilassante

DECOLLETE

Lifting
Cicatrici
Rassodamento

BRACCIO-MANO

Rughe
Rassodamento
Ringiovanimento
Cicatrici

Smagliature
Riduzione adipe

ADDOME-FIANCHI

Riduzione adipe
Rassodamento
Cicatrici
Smagliature

GLUTEI

Smagliature
Rassodamento
Cicatrici
Drenaggio linfatico
Riduzione adipe
Cellulite edematosa
Cellulite fibrosa
Cellulite sclerotica
Massaggio

SCHIENA

Rassodamento
Cicatrici
Massaggio
Riduzione adipe

COSCE E GAMBE

Smagliature
Rassodamento
Cicatrici
Drenaggio linfatico
Riduzione adipe
Cellulite edematosa
Cellulite fibrosa
Cellulite sclerotica
Massaggio



ATLANTE DEI TRATTAMENTI



TRATTAMENTI PULSATI



TRATTAMENTI IN ATERMIA



RESISTIVO



CAPACITIVO



MULTIFREQUENZA



SCANSIONE AUTOMATICA DELLE FREQUENZE



MIOFASCIALI



VEICOLAZIONE TRANSDERMICA



MODALITÀ MANI LIBERE



BIPOLARE



DISPLAY A COLORI



DISPLAY TOUCH SCREEN



ALIMENTAZIONE A RETE

Nell'Area Predefiniti-Estetica sono inoltre disponibili n° 13 programmi predefiniti relativi a specifiche patologie che possono essere ricondotti 5 diversi ambiti di trattamento.

AMBITI TRATTAMENTO	PROGRAMMI	AMBITI TRATTAMENTO	PROGRAMMI
Linfodrenaggio	1	Lassità cutanea	
Adiposità localizzate		• Lieve	1
• Plica < 4 cm	1	• Moderata	1
• Plica 4-8 cm	1	• Grave	1
• Plica > 8 cm	1	Ringiovanimento viso-decollete	
Trattamento cellulite		• Lieve	1
• Cellulite lieve	1	• Moderata	1
• Cellulite moderata	1	• Grave	1
• Cellulite grave	1		