

RF CLINIC BODY

RADIOFREQUENZA | 10 PROGRAMMI

RF CLINIC BODY È UN INNOVATIVO APPARECCHIO CHE GENERA ONDE DI RADIOFREQUENZA PER APPLICAZIONI ESTETICHE, CONTRO L'INVECCHIAMENTO DELLA PELLE SIA DEL VISO CHE DI TUTTO IL CORPO. FAVORISCE INOLTRE LA VASCOLARIZZAZIONE DEL TESSUTO CUTANEO, ELIMINANDO GLI INESTETISMI CAUSATI DALL'ESPOSIZIONE DEI RAGGI SOLARI E DALL'INVECCHIAMENTO DELLA PELLE.

6 PELLE | 4 VISO

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Uscite

1

Manipolo

1 manipolo RF Clinic 100

Potenza

200W (50Ω)

Frequenza erogabile

Da 470KHz a 2MHz

Modalità di trattamento

Resistiva

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non inclusa)

Dimensioni


170x220x60 mm

Peso

920 gr

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Valigetta
- 1 Unità di radiofrequenza RF CLINIC BODY
- 1 Manipolo RF Clinic 100
- 1 Barattolo di crema conduttiva da 250 ml
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



CE



-  ALIMENTAZIONE A RETE
-  BATTERIA RICARICABILE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

RF CLINIC BODY

RADIOFREQUENZA | 10 PROGRAMMI

ELENCO PROGRAMMI

VISO

Rughe viso

Rughe occhi

Acne viso

Micro-lifting viso

PELLE

Rughe corpo

Rughe pelle sensibile

Micro-lifting décolleté

Smagliature

Elasticità pelle

Collagene Bio-skin