

# MAGNETOVET 200

## Con CUCCIA TERAPEUTICA COMPACT MAT VET MAGNETOTERAPIA

MAGNETOVET 200 È UN DISPOSITIVO PER MAGNETOTERAPIA PORTATILE IN GRADO DI PRODURRE UN CAMPO ELETTROMAGNETICO AD ALTA INTENSITÀ. GLI IMPULSI PRODOTTI HANNO UN EFFETTO TERAPEUTICO E RIGENERATIVO SULLE PRINCIPALI PATOLOGIE OSTEOARTICOLARI CHE COLPISCONO GLI ANIMALI.

PER LA SUA SEMPLICITÀ DI UTILIZZO IN COMBINAZIONE CON LA CUCCIA TERAPEUTICA, MAGNETOVET 200 È PARTICOLARMENTE INDICATA ANCHE PER I TRATTAMENTI DOMICILIARI DEI DOLORI CRONICI.

PROGRAMMI SPECIFICI PER CANE, GATTO E CAVALLO

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione 2.6", retroilluminato

#### Canali

2

#### Intensità erogabile

200 Gauss medi per canale con solenoidi flex

#### Frequenza

Regolabile in programmazione da 5 a 200Hz

#### Duty Cycle

Da 5% a 50% a step di 5

#### Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile

#### Dimensioni

100x160x35 mm

#### Peso

450 gr

### DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. **G6115**

· 1 Borsa


· 1 Dispositivo MAGNETOVET 200

· 1 Cuccia Terapeutica COMPACT MAT VET, 700x500 mm

· 1 Solenoide flessibile 300x100 mm

· 1 Alimentatore

· 1 Manuale operativo



### OPZIONI DI ACQUISTO

· Cod. **G5620** MAGNETOVET 200 (dotazione senza cuccia)



- LAST 10
- PROGRAMMABILE
- FUNZIONE 1+1
- ALIMENTAZIONE A RETE
- PACCO BATTERIA

# MAGNETOVET 200

Con CUCCIA TERAPEUTICA COMPACT MAT VET  
MAGNETOTERAPIA

Rev. It\_06\_2026

## ELENCO PROGRAMMI

### CANE / GATTO

Frattura

Pseudoartrosi

Ferite / Ulcere

Osteoartrosi anca

Osteoartrosi ginocchio

Osteoartrosi gomito

Osteoartrosi spalla

Spondiloartrosi

Lussazione

Cicatrizzazione

Edema

Paralisi periferiche

Dolore infiammatorio

### CAVALLO \*\*

Osteoartrosi

Ferite / Ulcere

Discopatia

Edema

**\*\* LA CUCCIA TERAPEUTICA NON  
É COMPATIBILE CON I PROGRAMMI  
PER IL CAVALLO.**