

TECAR BEAUTY 7000

TECAR TERAPIA ESTETICA

POTENTE E VERSATILE DISPOSITIVO DELLA GAMMA TECAR BEAUTY. DISPONE DI UN SISTEMA DI NAVIGAZIONE CON SCHERMO TOUCH SCREEN A COLORI PER RENDERE PIÙ SEMPLICE LA RICERCA DEI TRATTAMENTI E LA MODIFICA DEI PARAMETRI, UN ATLANTE CHE DESCRIVE I TRATTAMENTI SUDDIVISI NELLE DIVERSE PARTI DEL CORPO CON FOTO A COLORI E UNA SEZIONE DOVE L'OPERATORE PUÒ STRUTTURARE E MEMORIZZARE I TRATTAMENTI PERSONALIZZATI. LA MIGLIORE ESPRESSIONE DELLA TECAR BEAUTY PER I TRATTAMENTI DI BELLEZZA!

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione 7" display touch screen a colori

Potenza

350W $\pm 10\%$

Frequenze di emissione

400kHz, 448kHz, 470kHz, 700kHz,
1000kHz, 1200kHz, $\pm 10\%$

Modalità di trattamento

Capacitivo e Resistivo

Elettrodi Capacitivi

3 dimensioni $\varnothing$ (30, 50, 70 mm)

Elettrodi Resistivi

3 dimensioni $\varnothing$ (30, 50, 70 mm)

Alimentazione a rete

230V AC, 50-60Hz, 3,7A

Dimensioni

515x340x170 mm

Peso

11,5 Kg

DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G6248

· 1 Unità di TECAR BEAUTY 7000

· 1 Elettrodo di ritorno (piastra flessibile)

· 1 Manipolo Resistivo monopolare con 3 elettrodi
 $\varnothing$ (30, 50, 70 mm)

· 1 Manipolo Capacitivo monopolare con 3 elettrodi
 $\varnothing$ (30, 50, 70 mm)

· 1 Manipolo bipolare $\varnothing$ (30 mm)

· 1 Kit di trattamento Mani Libere

· 1 Confezione da 500 ml di crema conduttiva viso
all'acido ialuronico

· 1 Confezione da 1000 ml di crema conduttiva
linfodrenante con escina, fucus e caffeina

· 1 Cavo di alimentazione

· 1 Manuale operativo

CE



GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

TECAR BEAUTY 7000

TECAR TERAPIA ESTETICA

ELENCO PROGRAMMI ATLANTE ESTETICO

Rev. It_10_2024

VISO

Rughe

Contorno Occhi

Cicatrici da Acne

Lifting

Couperose

Massaggio Rilassante

DECOLLETE

Lifting

Cicatrici

Rassodamento

BRACCIO-MANO

Rughe

Rassodamento

Ringiovanimento

Cicatrici

Smagliature

Riduzione adipe

ADDOME-FIANCHI

Riduzione adipe

Rassodamento

Cicatrici

Smagliature

GLUTEI

Smagliature

Rassodamento

Cicatrici

Drenaggio linfatico

Riduzione adipe

Cellulite edematosa

Cellulite fibrosa

Cellulite sclerotica

Massaggio

SCHIENA

Rassodamento

Cicatrici

Massaggio

Riduzione adipe

COSCE E GAMBE

Smagliature

Rassodamento

Cicatrici

Drenaggio linfatico

Riduzione adipe

Cellulite edematosa

Cellulite fibrosa

Cellulite sclerotica

Massaggio



ATLANTE DEI TRATTAMENTI



TRATTAMENTI PULSATI



TRATTAMENTI IN ATERMIA



RESISTIVO



CAPACITIVO



MULTIFREQUENZA



SCANSIONE AUTOMATICA DELLE FREQUENZE



MIOFASCIALI



VEICOLAZIONE TRANSDERMICA



MODALITÀ MANI LIBERE



BIPOLARE



DISPLAY A COLORI



DISPLAY TOUCH SCREEN



ALIMENTAZIONE A RETE

Nell'Area Predefiniti-Eстетica sono inoltre disponibili n° 13 programmi predefiniti relativi a specifiche patologie che possono essere ricondotti 5 diversi ambiti di trattamento.

AMBITI TRATTAMENTO

PROGRAMMI

Linfodrenaggio

1

Adiposità localizzate

• Plica < 4 cm

1

• Plica 4-8 cm

1

• Plica > 8 cm

1

Trattamento cellulite

• Cellulite lieve

1

• Cellulite moderata

1

• Cellulite grave

1

AMBITI TRATTAMENTO

PROGRAMMI

Lassità cutanea

• Lieve

1

• Moderata

1

• Grave

1

Ringiovanimento viso-decollete

• Lieve

1

• Moderata

1

• Grave

1