

LIPOZERO G800

ULTRASUONO ESTETICA | 30 PROGRAMMI

DISPOSITIVO PER L'ESTETICA PROFESSIONALE, INDICATA PER COMBATTERE GLI INESTETISMI DELLA CELLULITE E LE ADIPOSITÀ LOCALIZZATE. E PER MIGLIORARE L'ASPETTO DELLA PELLE.
LA POSSIBILITÀ DI EROGARE CON DIVERSE FREQUENZE GARANTIRÀ UN TRATTAMENTO SPECIFICO ED EFFICACE PER OGNI OBIETTIVO.

10 MF-PLUS | 10 BELLEZZA | 10 PELLE

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Uscite

1

Manipolo

1 manipolo Ø mm 42 - IP68

Potenza

- 3 W/cm² ± 20% a 1,3 MHz e 3 MHz
- 1,5 W/cm² ± 20% a 1 MHz e 800 KHz

Frequenza erogabile

3 MHz - 1,3 MHz - 1 MHz - 800 KHz

Emissione

Continua e pulsata

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non inclusa)

Dimensioni


170x220x60 mm

Peso

920 gr


DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Valigetta
- 1 Ultrasuono LIPOZERO G800
- 1 Manipolo multifrequenza, Ø 42 mm - IP68
- 1 Confezione di gel
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



CE

Nel rispetto del Decreto Interministeriale n. 206/2015, il dispositivo è adatto per essere utilizzato nei centri estetici.



ALIMENTAZIONE A RETE



BATTERIA RICARICABILE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

LIPOZERO G800

ULTRASUONO ESTETICA | 30 PROGRAMMI

ELENCO PROGRAMMI

MF-PLUS

Lipolisi

Cellulite

Cellulite edematosa

Cellulite fibrosa

Culotte de cheval

Cellulite con pelle a buccia d'arancia

Adiposità maschile addome

Adiposità maschile fianchi

Adiposità maschile arti superiori

Adiposità maschile arti inferiori

BEAUTY

Rassodamento

Massaggio

Modellamento

Modellamento gambe

Modellamento addome

Drenaggio

Drenaggio braccia

Drenaggio gambe

Smagliature

Applicazione principi attivi

PELLE

Acne

Lifting facciale

Tattamento rughe

Cicatrici

Couperose

Foruncoli viso

Foruncoli corpo

Skin restructure

Skin smoothing

Photoaging