

# MAGNUM 3500 PRO

## PROFESSIONELLE MAGNETFELDTHERAPIE | 70 PROGRAMME

DAS EINZIGE GERÄT FÜR MAGNETFELDTHERAPIE VON GLOBUS MIT VIER KANÄLEN, MIT DEM MEHRERE KÖRPERTEILE ODER ZWEI PATIENTEN GLEICHZEITIG BEHANDELT WERDEN KÖNNEN. MAGNUM 3500 PRO WIRD MIT ZAHLREICHEN ZUBEHÖREN FÜR ALLE BEHANDLUNGSBEDÜRFNISSE DELIEFERT.

### TECHNISCHE DATEN

#### Display

Größe des sichtbaren Bereiches 2,6"

#### Kanäle

4 unabhängige

#### Versorgungsintensität mit flexiblem Diffusor

- Durchschnittlich 200 Gauß pro Kanal
- Durchschnittlich 800 Gauß insgesamt (für 4 Kanäle)

#### Frequenz

5-200 Hz

#### Duty Cycle

5-50%

#### Freie Programmierung

Es können bis zu 10 personalisierten Programme eingegeben werden

#### 2 +2 Funktion

Es können 2 verschiedene Programme gleichzeitig durchgeführt werden (mit 2 Kanälen für jedes Programm)

#### Stromversorgung

- Stromnetz
- Wiederaufladbare Batterie (nicht in der Ausstattung enthalten)



#### Größe | Gewicht

170x220x60 mm | 820 gr

### AUSSTATTUNG

Code **G5434**

- 1 Koffer
- 1 Gerät für Magnetfeldtherapie MAGNUM 3500 PRO
- 2 Flexible Solenoide, 300x100 mm
- 4 Pocket Pro Solenoide, 155x95 mm
- 1 Matte Soft 4, 250x250 mm
- 1 Magnum-Test
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch



# MAGNUM 3500 PRO

PROFESSIONELLE MAGNETFELD THERAPIE | 70 PROGRAMME

Rev. De\_01\_2024

## PROGRAMMLISTE

### ARTHROSE/ ARTHRITIS

Arthrose des Knies

Arthrose Halswirbelsäule

Arthritis

Arthrose

Arthrose der Hand

Arthrose der Hüfte

Arthrose der Schulter

Arthrose Wirbels.

### SCHMERZ

Algodystrophie - Morbus Sudeck

Rückenschmerzen

Gelenkschmerzen

### ENTZÜNDUNGEN

Entzündungshemmend

Sehnenentzündungen

Epikondylitis

Golferellenbogen

Karpaltunnel

Sehnenentzündungen Schulter

### ORTHOPÄDIE

Nach Eingriff VKB

Knorpelschäden

Prothese im Knie

Prothese an die Hüfte

Wirbelfusion

Osteotomie

### KNOCHEN-PATHOLOGIEN

Brüche

Kahnbeinbruch

Handgelenkbruch

Schulterbruch

Schlüsselbeinbruch

Unterarmbruch

Beckenbruch

Schienbeinbruch

Oberschenkelbruch

Verlangsamte Heilung von Brüchen

Bruch mit Gips

Osteonekrose

Osteoporose

Pseudarthrose

Knochenödeme

### TRAUMEN/ ÖDEME/ VERLETZUNG

Knöchelverstauchung

Ödeme-Prellungen

Geschwüre

### NACHT-PROGRAMME

Nachtprogramm 15 Hz

Nachtprogramm 50 Hz

Nachtprogramm 75 Hz

### VOREINGESTELLTE PROGRAMME UNTERSCHIEDLICHER FREQUENZ

Multifrequenz-Programm

Programm 5 Hz

Programm 10 Hz

Programm 15 Hz

Programm 20 Hz

Programm 25 Hz

Programm 30 Hz

Programm 35 Hz

Programm 40 Hz

Programm 45 Hz

Programm 50 Hz

Programm 55 Hz

Programm 60 Hz

Programm 65 Hz

Programm 70 Hz

Programm 75 Hz

Programm 80 Hz

Programm 85 Hz

Programm 90 Hz

Programm 95 Hz

Programm 100 Hz

Programm 120 Hz

Programm 140 Hz

Programm 160 Hz

Programm 180 Hz

Programm 200 Hz