

ELITE 150

ELEKTROTHERAPIE 4 KANÄLE | 150 PROGRAMME

DIESES PRODUKT WURDE SPEZIFISCH FÜR SPORT UND FITNESS ENTWICKELT. DANK DER NEUEN SEQUENZIELLEN STIMULATIONSSTRÖME UMFASST ES ALLERDINGS AUCH ZAHLREICHE SCHÖNHEITSBEHANDLUNGEN, U.A. DRÄNAGE-BEHANDLUNGEN.

36 SCHÖNHEIT | 36 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 32 FITNESS | 31 SPORT | 12 TENS UND SCHMERZEN | 3 REHAB

TECHNISCHE DATEN

Display

Größe des sichtbaren Bereiches 2,6"

Kanäle

4 unabhängige (8 Elektroden)

Frequenz

0,3-150 Hz *

Impuls-Breite

40-450 µs *

Intensität

0-120 mA pro Kanal

Stromversorgung

Wiederaufladbare Batterie

Abmessungen

100x160x35 mm


Gewicht

450 gr


* Je nach Stromart

AUSSTATTUNG

- 1 Tasche
- 1 Stimulator ELITE 150
- 4 Kabel für die Verbindung der Elektroden
- 4 Viereckige selbstklebende Elektroden
- 4 Rechteckige selbstklebende Elektroden
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch



CE
0476



TENS TENS

3S 3S

Last10 LAST 10

MULTI USER MULTI USER

MY TRAINER MY TRAINER

SyS SYNCRO STIM

Work Time WORK TIME

WIEDERAUFLADBARE BATTERIE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

ELITE 150

ELEKTROTHERAPIE 4 KANÄLE | 150 PROGRAMME

PROGRAMMLISTE

SPORT

Kapillarisation

Aufwärmen

Aufwärmen vor dem Rennen

Verspannungslösend

Aktive Erholung

Maximalkraft

Ausdauerkraft

Explosivkraft

Reaktionsfähigkeit

Erholung nach dem Rennen

Hyperthropie

Aerobe Ausdauer

FITNESS

Straffung

Modellierung

Modellierung Bio-Pulse

Toning

Erhöhung Muskelmasse

Jogging

SCHÖNHEIT

Entwässerung

Drainage Bio-Pulse

Lipolyse

Postnatale Lipolyse

Straffende Massage

Bindegewebsmassage

Postnatale Drainage

Postnatale Straffung

Bruststraffung

Brust-Modellierung

Geschwollene Arme

Gesicht-Kapillarisation

Lifting-Effekt Gesicht

Verbesserung Hautton

TENS UND SCHMERZEN

Konventionelle schmerzstillende Tens

Schmerzlindernder Tens, moduliert

Endorphinische Tens

Menstruationsbeschwerden

Knieschmerzen

Chronischer Schmerz

Muskelschmerzen

Nackenschmerzen

Schulter-Schmerzen (Schultergelenk-Syndrome)

Chronische Lumbalgie

Bursitis-Sehnenentzündungen

Osteoarthritis

REHAB

Atrophie Beine

Atrophie Arme

Erholung nach Eingriff am vorderen Kreuzband

SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION

Die „3S Programmliste“ umfasst 36 Parameter-Kombination.