

ELITE

ELEKTROTHERAPIE 4 KANÄLE | 98 PROGRAMME

VIERKANALIGES GERÄT FÜR JEDE BEDÜRFNISSE.

32 SPORT | 29 SCHÖNHEIT | 26 FITNESS | 9 TENS | 2 REHAB

TECHNISCHE DATEN

Display

Größe des sichtbaren Bereiches 2,6"

Kanäle

4 unabhängige (8 Elektroden)

Frequenz

0,3-150 Hz *

Impuls-Breite

40-450 µs *

Intensität

0-120 mA

Stromversorgung

Wiederaufladbare Batterie

Abmessungen

100x160x35 mm


Gewicht

440 gr

* Je nach Stromart

AUSSTATTUNG

- 1 Tasche
- 1 Stimulator ELITE
- 4 Kabel für die Verbindung der Elektroden
- 4 Viereckige selbstklebende Elektroden
- 4 Rechteckige selbstklebende Elektroden
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch



CE
0476



- TENS TENS
- Last10 LAST 10
- MULTI USER MULTI USER
- MY TRAINER MY TRAINER
- SyS SYNCRO STIM
- WIEDERAUFLADBARE BATTERIE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

PROGRAMMLISTE

SPORT

Demo

Motor Point Pen

Kapillarisation

Aufwärmen

Verspannungslösend

Erholung nach einem Wettkampf/ Training

Maximalkraft

Ausdauerkraft

Explosivkraft

Reaktionsfähigkeit

FITNESS

Straffung

Straffung Bio-Pulse

Modellierung

Toning

Erhöhung Muskelmasse

SCHÖNHEIT

Entwässerung

Dränage Bio-Pulse

Lipolyse

Lipolyse Bio-Pulse

Straffende Massage

Entspannende Bio-Pulse Massage

Gefäßversorgung

Gesicht-Kapillarisation

Lifting-Effekt Gesicht

TENS UND SCHMERZEN

Schmerzlindernde Tens

Endorphinische Tens

Muskelkontraktionen

Hämatome

Ischiassyndrom

Lumbalgie

Nackenschmerzen

Schulterschmerzen

Epikondylitis

REHAB

Atrophie Wiederherstellung Beine

Atrophie Wiederherstellung Arme