

DUO TENS

ELEKTROTHERAPIE 2 KANÄLE | 20 PROGRAMME

DAS PERFEKTE GERÄT, UM DIE HÄUFIGSTEN SCHMERZSYMPTOME ZU BEHANDELN.

16 TENS UND SCHMERZEN | 3 SPORT | 1 FITNESS, SCHÖNHEIT, WOHLHABEN

TECHNISCHE DATEN

Display

Größe des sichtbaren Bereiches 2,5"

Kanäle

2 unabhängige (4 Elektroden)

Frequenz

1-150 Hz

Impuls-Breite

50-400 µs

Intensität

0-100 mA pro Kanal

Stromversorgung

Wiederaufladbare Batterie

Abmessungen


80x130x25 mm

Gewicht


220 gr

AUSSTATTUNG

- 1 Tasche
- 1 Stimulators DUO TENS
- 2 Kabel für die Verbindung der Elektroden
- 4 Vereckige selbstklebende Elektroden
- 4 Rechteckige selbstklebende Elektroden
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch



CE
0476



TENS TENS

PTD PROGRAMMIERBAR

SyS SYNCRO STIM

WIEDERAUFLADBARE BATTERIE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

DUO TENS

ELEKTROTHERAPIE 2 KANÄLE | 20 PROGRAMME

PROGRAMMLISTE

TENS UND SCHMERZEN

Konventionelle schmerzstillende Tens

Endorphinische Tens

Sehnenentzündung Rotatorenmanschetten

Muskelschmerzen

Osteoarthritis Knie

Postoperativer Schmerz

Muskelschädigung

Nackenschmerzen

Trapezmuskel-Schmerzen

Ischiassyndrom

Lumbalgie

Epikondylitis

Schultergelenk-Periarthritis

Karpaltunnel

Osteoarthritis

Menstruationsbeschwerden

SPORT

Verspannungslösend

Maximalkraft

Lockerung

FITNESS, SCHÖNHEIT, WOHLHABEN

Modellierung

