

PHYSIOLASER 12.0

LASERTHERAPIE

PHYSIOLASER 12.0 IST DAS PRAKTISCHSTE UND STÄRKSTE GERÄT VON GLOBUS DANK DER ZAHLREICHEN VERFÜGBAREN PROGRAMME, KANN DER PROFI ALLE FUNKTIONSSTÖRUNGEN DES BEWEGUNGSAPPARATS, SOWIE EINIGE WUNDEN UND HAUTGESCHWÜRE BEHANDELN. EINES DER GERÄTE MIT DEM BESTEN PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS DER GESAMTEN PRODUKTPALETTE.

TECHNISCHE DATEN

Display

Größe 2.6" mit Hintergrundbeleuchtung

Strahlungsquelle

Diode GaAlAs di Klasse 4

Max. Leistung

12 W \pm 20%

Für Wellenlänge geeignet

808 nm

980 nm und 1064 nm (Optional)

Emission

Kontinuierlich und gepulst

Größe Target-Bereich

Linse, \varnothing 11 mm

Linse, \varnothing 22 mm

Frequenz

Bis zu 10000 Hz

Stromversorgung

Stromnetz und wiederaufladbare Batterie

Größe und Gewicht

100x160x35 mm - 450 gr

AUSSTATTUNG

· 1 Koffer

· 1 Gerät PHYSIOLASER 12.0


· 1 Handpiece HP 808 nm mit Linsen \varnothing 11 mm und \varnothing 22 mm

· 2 Schutzbrillen (für Patient und Betreiber)

· 1 Notfalltaste

· 1 Ladegerät


· 1 Handbuch



VERFÜGBARE MODELLE

· Cod. G5995 Handstück HP 980 nm

· Cod. G5996 Handstück 1064 nm maximale Leistung von 3W



CE
0476



FAVORITEN



PROGRAMMIERBAR



BATTERIESATZ



STROMNETZVERSORUNG

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

PHYSIOLASER 12.0

LASERTHERAPIE

LISTE DER MEDIZINISCHEN BEHANDLUNGEN

PROGRAMME MIT WELLENLÄNGE 808nm

MUSKEL-SKELETT

ALLGEMEIN

| |
|-----------------------|
| Arthrose |
| Rheumatoide Arthritis |
| Muskelschädigungen |
| Muskelkontraktion |
| Verspannungslösend |
| Wunden |
| Radikulopathie |
| Tendinopathie |
| Neuralgie |
| Posttherpetische |
| Morbus Sudeck |
| Bursitis |
| Ödem |

ARM-HAND

| |
|-----------------------|
| Arthrose |
| Rheumatoide Arthritis |
| Finger-Schmerzen |
| Epikondylitis |
| Karpaltunnel |
| Handgelenk-Schmerzen |
| Sehnenentzündungen |
| Ödem |
| Radiusfraktur |

KNIE

| |
|--------------------------------|
| Arthrose |
| Rheumatoide Arthritis |
| Starke Schmerzen |
| Chronischer Schmerz |
| Meniskopathie |
| Bursitis |
| Patellofemoral |
| Ödem |
| Bandverletzung |
| Gonalgie |
| Verstauchung |
| Chondromalazie |
| Chondropathie |
| Patellofemorale Schmerzsyndrom |

FUSS-KNÖCHEL

| |
|--------------------------|
| Arthrose |
| Rheumatoide Arthritis |
| Metatarsalgie |
| Knöchel-Schmerzen |
| Plantare Fasziiitis |
| Achillessehnenentzündung |
| Verstauchung |
| Ödem |
| Fersenschmerzen |

RÜCKEN

| |
|-----------------------|
| Wirbelsäulenarthrose |
| Starke Schmerzen |
| Lumbalgie |
| Myofasziale Schmerzen |
| Radikulopathie |
| Rheumatoide Arthritis |

SCHULTER

| |
|---------------------------------|
| Myofasziale Schmerzen |
| Arthrose |
| Schultersteife |
| Bursitis |
| Subakromialer Konflikt |
| Sehnen |
| Luxationen |
| Sehnenverletzungen (Manschette) |
| Rheumatoide Arthritis |
| Ödem |

KOPF-NACKEN

| |
|------------------------------|
| Arthrose |
| Radikulopathie |
| Myofasziale Schmerzen |
| Chronische Halswirbelsyndrom |
| Kiefergelenk-Schmerzen |
| Rheumatoide Arthritis |
| Trigeminusneuralgie |
| Zervikale Diskushernie |

DERMATOLOGIE

| |
|--------------------------------|
| Geschwüre |
| Ulzerationen mit Narbenbildung |
| Wunden |

PROGRAMME MIT WELLENLÄNGE 980nm

| |
|--------------------------|
| Schmerzstillend |
| Nackenschmerzen |
| Rückenschmerzen (Lenden) |
| Bursitis |
| Baker-Zyste |
| Cruralgie |
| De Quervain-Syndrom |
| Verstauchungen |
| Prellungen |
| Starke Schmerzen |
| Chronischer Schmerz |
| Ödem |
| Hämatome |
| Große Hämatome |
| Epikondylitis |
| Golferellenbogen |
| Bandscheibenvorfall |
| Wunden |
| Entzündungen |
| Bandrisse |
| Muskelschädigungen |
| Meniskopathie |
| Synovitis |
| Muskelrisse |
| Tendinopathie |
| Karpaltunnel |