

PHYSIOLASER 500

LASERTHERAPIE

DIESES STARKE, TRAGBARE GERÄT FÖRdert DIE ERHOLUNG DES ENTZÜNDETEN GEWEBES, REGENERIERT DIE ZELLEN UND SORGT FÜR EINE BESSERE MIKROZIRKULATION. PHYSIOLASER 500 FÖRdert DIE NATÜRLICHEN HEILUNGSPROZESSE.

TECHNISCHE DATEN

Display

Größe 2.6" mit Hintergrundbeleuchtung

Strahlungsquelle

Diode GaAlAs Klasse 4

Max. Leistung

0,5 W ±20%

Für Wellenlänge geeignet

808 nm

Emission

Kontinuierlich und gepulst

Größe Target-Bereich

Linse, Ø mm 11

Frequenz

Bis zu 10000 Hz

Stromversorgung

Stromnetz und wiederaufladbare Batterie

Größe und Gewicht

100x160x35 mm - 450 gr

AUSSTATTUNG

· 1 Koffer

· 1 Gerät PHYSIOLASER 500



· 1 Hanpiece White 808 nm mit Linse Ø 11 mm

· 2 Schutzbrillen (für Patient und Betreiber)

· 1 Notfalltaste

· 1 Ladegerät

· 1 Handbuch



CE
0476



FAVORITEN



PROGRAMMIERBAR



BATTERIESATZ



STROMNETZVERSORGUNG

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

PHYSIOLASER 500

LASERTHERAPIE

PROGRAMMLISTE

GESUNDHEIT- REHA

Arthrose

Knöchelverstauchung

Knieschmerzen

Ödem Knöchelverstauchung

Gelenkschmerzen Schulter

Epikondylitis

Chronische Rückenschmerzen

Nackenschmerzen

Tendinopathie

ÄSTHETIK- FITNESS

GESICHT-ÄSTHETIK

Falten

Akne

Haut-Verjüngung

Skin-lifting Gesicht

Schreifalten

Couperose

KÖRPER-ÄSTHETIK

Dehnungsstr. Brust

Ödematöse Zellulitis Schenkel, Hüfte und Gesäß

Fettgewebe und verbreitete Zellulitis

Dehnungsstreifen

Narben