

# PODCARE 6.0 PRO

## LASERTHERAPIE

PODCARE 6.0 PRO IST EIN LEICHTES UND KLEINES GERÄT, DAS SOWOHL AUF EINEN WAGEN DER PRAXIS GESTELLT WERDEN KANN ALS AUCH BEQUEM GETRAGEN WERDEN KANN. DAS GERÄT IST GEEIGNET UM PODOLOGISCHE BEHANDLUNGEN AM FUSS UND AM KNÖCHEL DURCHFÜHREN UND ENTHÄLT ANDERE SPEZIFISCHE PROGRAMME FÜR GESCHWÜRE, WUNDEN UND MUSKEL-SKELETT-STÖRUNGEN.

### TECHNISCHE DATEN

#### Display

Größe 2.6" mit Hintergrundbeleuchtung

#### Strahlungsquelle

Diode GaAlAs Klasse 4

#### Max. Leistung

6 W  $\pm 20\%$

#### Für Wellenlänge geeignet

808 nm

#### Emission

Kontinuierlich und gepulst

#### Größe Target-Bereich

Linse  $\varnothing$  11 mm

Linse  $\varnothing$  22 mm (Optional)

#### Frequenz

Bis zu 10000 Hz

#### Stromversorgung


Stromnetz und wiederaufladbare Batterie

#### Größe und Gewicht

220x170x60 mm - 1,12 Kg

### AUSSTATTUNG

- 1 Koffer
- 1 Gerät PODCARE 6.0 PRO
- 1 Handpiece MP 808 nm mit Linse  $\varnothing$  11 mm
- 2 Schutzbrillen (für Patient und Betreiber)
- 1 Notfalltaste
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch



### VERFÜGBARE MODELLE

- Cod. G5994 Handstück MP 980 nm
- Cod. G5996 Handstück 1064 nm maximale Leistung von 3W
- Cod. G6092 Linse  $\varnothing$  22 mm



CE  
0476



FAVORITEN



PROGRAMMIERBAR



BATTERIESATZ



STROMNETZVERSORGUNG

**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# PODCARE 6.0 PRO

## LASERTHERAPIE

### LISTE DER MEDIZINISCHEN BEHANDLUNGEN

#### PROGRAMME MIT WELLENLÄNGE 808nm

##### MUSKEL-SKELETT

###### ALLGEMEIN

Arthrose

Rheumatoide Arthritis

Muskelkontraktion

Wunden

Radikulopathie

Tendinopathie

Neuralgie

Bursitis

Ödem

###### KOPF-NACKEN

Arthrose

Radikulopathie

Chronische Halswirbelsyndrom

Kiefergelenk-Schmerzen

Rheumatoide Arthritis

###### ARM-HAND

Arthrose

Rheumatoide Arthritis

Finger-Schmerzen

Epikondylitis

Karpaltunnel

Handgelenkbruch

Sehnenentzündungen

###### KNIE

Arthrose

Rheumatoide Arthritis

Meniskopathie

Bursitis

Patellofemoral

Bandverletzung

Gonalgie

Verstauchung

Chondropathie

Patellofemorale Schmerzsyndrom

###### FUSS-KNÖCHEL

Arthrose

Rheumatoide Arthritis

Onychogrypose

Nagelpilz

Metatarsalgie

Knöchel-Schmerzen

Plantare Fasziiitis

Streckmuskel-Sehnenentzündung

Distale Tendinopathie

Achillessehnenentzündung

Knöchel-Sehnenentzündungen

Verstauchung

Morton Neurom

Fersenschmerzen

Raynaud-Syndrom

###### RÜCKEN

Wirbelsäulenarthrose

Lumbalgie

Radikulopathie

Rheumatoide Arthritis

###### SCHULTER

Myofasziale Schmerzen

Arthrose

Schultersteife

Bursitis

Subakromialer Konflikt

Sehnenverletzungen (Manschette)

Rheumatoide Arthritis

##### DERMATOLOGIE

Geschwüre

Wundheilung

Wunden

#### PROGRAMME MIT WELLENLÄNGE 980nm

Schmerzstillend

Nackenschmerzen

Rückenschmerzen (Lenden)

Bursitis

Baker-Zyste

Cruralgie

De Quervain-Syndrom

Verstauchungen

Prellungen

Starke Schmerzen

Chronischer Schmerz

Ödem

Hämatome

Große Hämatome

Epikondylitis

Golferellenbogen

Bandscheibenvorfall

Wunden

Entzündungen

Bandrisse

Muskelschädigungen

Meniskopathie

Synovitis

Muskelrisse

Tendinopathie

Karpaltunnel