

LIPOZERO G39

ULTRASONIDO ESTÉTICA | 49 PROGRAMAS

LIPOZERO G39 ES EL ULTRASONIDO LIPOLÍTICO PROFESIONAL QUE COMBATE LA CELULITIS Y ELIMINA LA GRASA SUPERFLUA GRACIAS A PROGRAMAS DISEÑADOS PARA INTERVENIR EN DISTINTAS FRECUENCIAS Y GARANTIZAR LA MÁXIMA EFICACIA EN CADA TRATAMIENTO DE BELLEZA.

10 MF-PLUS | 10 BELLEZA | 10 PIEL | 6 CAVITACIÓN CAVIMAX 150 kHz

5 MOVILIZACIÓN ADIPOSIDAD NorAd-526 | 4 ADIPOSIDAD MASCULINA | 4 ULTRACAV 39 kHz

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla

Tamaño área visible 2,6

Salidas

1

Manípulo

- 1 manípulo Ø mm 50 - IP68

- 1 manípulo Ø mm 42 - IP68

Potencia

3 W/cm² ± 20%

Frecuencia de emisión

3 MHz - 1 MHz - 526 kHz - 150 kHz - 39 kHz

Emisión

Continua y pulsada

Alimentación

- Red

- Batería recargable (no incluida)

Tamaño

170x220x60 mm

Peso

920 gr

DOTACIÓN ESTÁNDAR

· 1 Maletín

· 1 Ultrasonido LIPOZERO G39


· 1 Manípulo multifrecuencia

· 1 Manípulo con 39 kHz

· 1 Bote de gel

· 1 Alimentador

· 1 Manual de instrucciones



CE



ALIMENTACIÓN CON RED



BATERÍA RECARGABLE

LIPOZERO G39

ULTRASONIDO ESTÉTICA | 49 PROGRAMAS

LISTA PROGRAMAS

Rev. ES_02_2022

ULTRACAB 39 KHZ

Total body 3-6 cm

Total body >6 cm

Muslos/glúteos 3-6 cm

Muslos/glúteos >6 cm

CAVIMAX 150 KHZ

Lipólisis

Lipólisis de la fascia abdominal

Celulitis

Celulitis edematosa

Celulitis fibrosa

Celulitis con piel de naranja

MF-PLUS

Lipólisis

Celulitis

Celulitis edematosa

Celulitis fibrosa

Caderas anchas

Celulitis con piel de naranja

Adiposidad abdominal hombre

Adiposidad caderas hombre

Adiposidad brazos hombre

Adiposidad piernas hombre

MOVILIZACIÓN DE LA ADIPOSIDAD NorAd-526

Lipólisis NorAd-526

Celulitis NorAd-526

Adiposidad NorAd-526

NorAd-526 1

NorAd-526 2

ADIPOSIDAD HOMBRE

Adiposidad abdominal hombre

Adiposidad caderas

Adiposidad brazos hombre

Adiposidad piernas hombre

BELLEZA

Reafirmante

Masaje

Moldeado

Definición abdomen

Moldeado piernas

Drenaje

Drenaje brazos

Drenaje piernas

Estrías

Aplicación principios activos

PIEL

Acné

Lifting facial

Tratamiento arrugas

Cicatrices

Enrojecimiento

Forúnculos cara

Forúnculos cuerpo

Skin restructure

Skin smoothing

Photoaging