

PODCARE 12.0 PRO

TERAPIA LÁSER

DISPOSITIVO DE GAMA ALTA CON RESPECTO A LOS LÁSERES DEDICADOS A LA PODOLOGÍA. CON SUS 12W DE POTENCIA MÁXIMA PERMITE REALIZAR DIFERENTES TRATAMIENTOS PODOLÓGICOS Y MUSCULOESQUELÉTICOS OPTIMIZANDO LOS TIEMPOS Y GARANTIZANDO LA PROFUNDIDAD DE ACCIÓN.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla

Tamaño 2,6", retroiluminado

Fuente láser

Diodo GaAlAs de clase 4

Potencia máxima

12 W \pm 20%

Configurado longitud de onda

808 nm

Emisión

Pulsada y continua

Dimensiones área objetivo

Óptica de 11 mm

Óptica de 22 mm

Frecuencia

Hasta 10000 Hz

Alimentación


Red y batería recargable

Tamaño y peso

220x170x60 mm - 1,12 Kg

DOTACIÓN ESTÁNDAR

- 1 Maletín
- 1 Dispositivo PODCARE 12.0 PRO
- 1 Manípulo láser de 808nm con ópticas de 11 mm y 22 mm
- 2 Gafas de protección (paciente y operador)
- 1 Botón de emergencia
- 1 Alimentador
- 1 Manual de uso



OPCIONES DE COMPRA

- Cod. G5995 Manípulo HP 980nm
- Cod. G5996 Manípulo 1064 nm potencia 3 W



CE
0476



FAVORITOS



PROGRAMABLE



PAQUETE DE BATERÍA



ALIMENTACIÓN CON
RED ELÉCTRICA

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

PODCARE 12.0 PRO

TERAPIA LÁSER

LISTA DE PROGRAMAS MÉDICOS

Rev. Es. 02_2022

PROGRAMAS DE LONGITUD DE ONDA DE 808 nm

MUSCULOESQUELÉTICO

GENÉRICO

Artrosis
Artritis reumatoide
Lesiones musculares
Contractura muscular
Radiculopatías
Tendinopatías
Neuralgia
Neuralgia posherpética
Enfermedad de Sudeck
Bursitis
Edema

CABEZA - CUELLO

Artrosis
Radiculopatías
Dolor miofascial
Dolor cervical crónico
Dolor temporomandibular
Artritis reumatoide
Neuralgia del trigémino
Hernia cervical

BRAZO - MANO

Artrosis
Artritis reumatoide
Enfermedad de Raynaud
Dolor de dedos
Epicondilitis
Túnel carpiano
Dolor de muñeca
Tendinitis

RODILLA

Artrosis
Artritis reumatoide
Meniscopatía
Patelofemoral
Lesión del ligamento
Gonalgia
Distorsión
Condropatía
Tendinitis fémur-rótula

PIE - TOBILLO

Artrosis
Artritis reumatoide
Onicocriptosis
Onicomicosis
Metatarsalgia
Dolor de tobillo
Fascitis plantar
Tendinitis extensores
Tendinopatías distales
Tendinitis de Aquiles
Tendinitis tibial
Tendinitis tobillo
Tendinitis peronea
Distorsión
Edema
Neuroma de Morton
Talalgia
Enfermedad de Raynaud

ESPALDA

Artrosis vertebral
Dolor agudo
Lumbalgia
Radiculopatías
Artritis reumatoide

HOMBRO

Dolor miofascial
Artrosis
Capsulitis adhesiva
Bursitis
Conflicto subacromial
Tendinitis
Luxaciones
Lesión tendones (manguito)
Artritis reumatoide
Edema

DERMATOLOGÍA

Úlceras
Cicatrización_úlceras
Heridas

PROGRAMAS DE LONGITUD DE ONDA DE 980 nm

Antálgico
Dolor cervical
Dolor lumbar
Bursitis
Quiste de Baker
Cruralgia
Síndrome de De Quervain
Distorsiones
Contusiones
Dolor agudo
Dolor crónico
Edemas
Hematomas
Hematomas extensos
Epicondilitis
Epitrocleititis
Hernia de disco
Fibromialgia
Inflamaciones
Lesiones ligamentos
Lesiones musculares
Meniscopatía
Sinovitis
Desgarros musculares
Tendinopatía
Túnel carpiano