

# PODCARE 6.0 PRO

## TERAPIA LÁSER

PODCARE 6.0 PRO ES UN DISPOSITIVO PEQUEÑO Y DE POCO PESO ADECUADO TANTO PARA SER COLOCADO EN UN CARRO COMO PARA SER TRANSPORTADO, SI ES NECESARIO, A OTROS SITIOS. EL DISPOSITIVO ES IDEAL PARA LAS APLICACIONES PODOLÓGICAS EN EL PIE Y EL TOBILLO, PERO ADEMÁS SE COMPLETA CON UNA SERIE DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA ÚLCERAS, HERIDAS Y TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Pantalla

Tamaño 2,6", retroiluminado

#### Fuente láser

Diodo GaAlAs de clase 4

#### Potencia máxima

6 W  $\pm$ 20%

#### Configurado longitud de onda

808 nm

#### Emisión

Pulsada y continua

#### Dimensiones área objetivo

Óptica de 11 mm

Óptica desde 22 mm (opcional)

#### Frecuencia

Hasta 10000 Hz

#### Alimentación


Red y batería recargable

#### Tamaño y peso

220x170x60 mm - 1,12 Kg

### DOTACIÓN ESTÁNDAR

- 1 Maletín
- 1 Dispositivo PODCARE 6.0 PRO
- 1 Manípulo láser de 808 nm con óptica de 11 mm
- 2 Gafas de protección (paciente y operador)
- 1 Botón de emergencia
- 1 Alimentador
- 1 Manual de uso



### OPCIONES DE COMPRA

- Cod. G5994 Manípulo MP 980 nm
- Cod. G5996 Manípulo 1064 nm potencia 3 W
- Cod. G6092 Óptica de 22 mm



-  FAVORITOS
-  PROGRAMABLE
-  PAQUETE DE BATERÍA
-  ALIMENTACIÓN CON RED ELÉCTRICA

# PODCARE 6.0 PRO

## TERAPIA LÁSER

### ELENCO PROGRAMMI MEDICALI

Rev. Es\_02\_2022

#### PROGRAMAS DE LONGITUD DE ONDA DE 808 nm

##### MUSCULOESQUELÉTICO

###### GENÉRICO

Artrosis
Artritis reumatoide
Contractura muscular
Fibromialgia
Radiculopatías
Tendinopatías
Neuralgia
Bursitis
Edema

###### CABEZA - CUELLO

Artrosis
Radiculopatías
Dolor cervical crónico
Dolor temporomandibular
Artritis reumatoide

###### BRAZO - MANO

Artrosis
Artritis reumatoide
Dolor de dedos
Epicondilitis
Túnel carpiano
Dolor de muñeca
Tendinitis

###### RODILLA

Artrosis
Artritis reumatoide
Meniscopatía
Bursitis
Patelofemoral
Lesión del ligamento
Gonalgia
Distorsión
Condropatía
Tendinitis fémur-rótula

###### PIE - TOBILLO

Artrosis
Artritis reumatoide
Onicocriptosis
Onicomicosis
Metatarsalgia
Dolor de tobillo
Fascitis plantar
Tendinitis extensores
Tendinopatías distales
Tendinitis de Aquiles
Tendinitis tobillo
Distorsión
Neuroma de Morton
Talalgia
Enfermedad de Raynaud

###### ESPALDA

Artrosis vertebral
Lumbalgia
Radiculopatías
Artritis reumatoide

###### HOMBRO

Dolor miofascial
Artrosis
Capsulitis adhesiva
Bursitis
Conflicto subacromial
Lesión tendones (manguito)
Artritis reumatoide

##### DERMATOLOGÍA

Úlceras
Cicatrización_úlceras
Heridas

#### PROGRAMAS DE LONGITUD DE ONDA DE 980 nm

Antálgico
Dolor cervical
Dolor lumbar
Bursitis
Quiste de Baker
Cruralgia
Síndrome de De Quervain
Distorsiones
Contusiones
Dolor agudo
Dolor crónico
Edemas
Hematomas
Hematomas extensos
Epicondilitis
Epitrocleititis
Hernia de disco
Fibromialgia
Inflamaciones
Lesiones ligamentos
Lesiones musculares
Meniscopatía
Sinovitis
Desgarros musculares
Tendinopatía
Túnel carpiano