

STIMVET 4000

ELECTROTERAPIA 4 CANALES

STIMVET 4000 ES UN DISPOSITIVO PROFESIONAL DE ELECTROTERAPIA INDICADO EN EL CAMPO DE LA REHABILITACIÓN VETERINARIA. EL DISPOSITIVO INCLUYE CORRIENTES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MUSCULATURA EN CASO DE ATROFIA Y CORRIENTES TENS PARA EL TRATAMIENTO ANTÁLGICO DE DOLORS CRÓNICOS Y AGUDOS. ADEMÁS, HAY CORRIENTES PARA TRATAR LOS MÚSCULOS DENERVADOS Y MICROCORRIENTES INDICADAS PRINCIPALMENTE PARA LESIONES DE CARTÍLAGO Y HERIDAS. EL DISPOSITIVO INCLUYE PROGRAMAS YA ESTABLECIDOS PARA EL TRATAMIENTO DE PERROS, GATOS Y CABALLOS.

PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA PERRO, GATO Y CABALLO


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla
Tamaño 2,6", retroiluminada
Canales
4 independientes (8 electrodos)
Frecuencia
1-150Hz
Ancho de impulso
50-450µs
Intensidad
100mA por canal
Alimentación
- Red - Paquete batería
Tamaño
170x220x60 mm
Peso
1370 gr



DOTACIÓN ESTÁNDAR

- 1 Bolsa
- 1 Dispositivo STIMVET 4000
- 4 Bandas elásticas
- 2 Cables grises para microcorriente e iontoforesis
- 4 Cables de colores para la conexión de electrodos
- 4 Electrodo cuadrados de silicona
- 4 Electrodo rectangulares de silicona
- 4 Esponjas para iontoforesis
- 1 Bote de gel de 260 ml
- 1 Alimentador
- 1 Manual de uso



- TENS** TENS
- NMES** NMES
- MENS** MENS
- IONO** IONTO
- DEN** DENERVADO
- RUN TIME** RUN TIME
- Last10** ÚLTIMOS 10
- Favorites** FUNCIÓN FAVORITOS
- MULTI USER** MULTI USER
- PRO** PROGRAMMABLE
- STIM LOCK** STIM LOCK
- 2+2** FUNCIÓN 2+2
- SyS** SYNCRO STIM
- PAQUETE DE BATERÍA** PAQUETE DE BATERÍA
- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA** ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

STIMVET 4000

ELECTROTHERAPIA 4 CANALES

Rev. It_08_2021

LISTA PROGRAMAS

PERRO

REHABILITACIÓN

Recuperación poscirugía LCA

Contracturas

Recuperación atrofia 1-2

Remusculación 1-2

Fortalecimiento 1-2

Lápiz buscapuntos

Agonista/Antagonista

TENS

TENS endorfinica

TENS analgésica convencional

TENS modulado anti-acomodación

Dolor postoperatorio

Dolor por fracturas

Osteoartritis

Síndrome de Wobbler

Discopatía

Espondilolartrosis

Estenosis lumbosacra

DEPORTE

Fuerza máxima extremidades anteriores

Fuerza máxima extremidades posteriores

Fuerza resistente extremidades anteriores

Fuerza resistente extremidades posteriores

Fuerza explosiva extremidades anteriores

Fuerza explosiva extremidades posteriores

Descontracturante

Enfriamiento

DENERVADO

Triangular 1 - 2 - 3

Rectangular 1 - 2 - 3

Trapezoidal 1 - 2 - 3

MICROCORRIENTES

Osteogénesis

Cicatrización heridas

Cartílago

IONTOFORESIS

Iontoforesis

GATO

REHABILITACIÓN

Recuperación poscirugía LCA

Contracturas

Recuperación atrofia 1-2

Remusculación 1-2

Fortalecimiento 1-2

Lápiz buscapuntos

Agonista/Antagonista

TENS

TENS endorfinica

TENS analgésica convencional

TENS modulata antiacomodamento

Dolor postoperatorio

Dolor por fracturas

Osteoartritis

Discopatía

Espondilolartrosis

Estenosis lumbosacra

DENERVADO

Triangular 1 - 2 - 3

Rectangular 1 - 2 - 3

Trapezoidal 1 - 2 - 3

MICROCORRIENTES

Osteogénesis

Cicatrización heridas

Cartílago

IONTOFORESIS

Iontoforesis

CABALLO

REHABILITACIÓN

Recuperación poscirugía LCA

Contracturas

Recuperación atrofia 1

Lápiz buscapuntos

Agonista/Antagonista

TENS

TENS endorfinica

TENS analgésica convencional

Dolor postoperatorio

Dolor por fracturas

Osteoartritis

Discopatía

Espondilolartrosis

MICROCORRIENTES

Osteogénesis

Cicatrización heridas

Cartílago

IONTOFORESIS

Iontoforesis