

LIPOZERO G800

ULTRASON ESTHÉTIQUE | 30 PROGRAMMES

DISPOSITIF D'ESTHÉTIQUE PROFESSIONNELLE, ADAPTÉ POUR COMBATTRE LES INSESTHÉTISMES DE LA CELLULITE ET LES ADIPOSITÉS LOCALISÉES. ET AMÉLIORER L'APPARENCE DE LA PEAU.
LA POSSIBILITÉ DE FOURNIR DES FRÉQUENCES DIFFÉRENTES GARANTIRA UN TRAITEMENT SPÉCIFIQUE ET EFFICACE POUR CHAQUE OBJECTIF.

110 MF-PLUS | 10 BEAUTÉ | 10 PEAU

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Écran

Dimension zone visible 2,6"

Sorties

1

Tête

1 tête Ø mm 42 - IP68

Puissance

- 3 W/cm² ± 20% à 1,3 MHz et 3 MHz
- 1,5 W/cm² ± 20% à 1 MHz et 800 KHz

Fréquence

3 MHz - 1,3 MHz - 1 MHz - 800 KHz

Émission

Continue et pulsée

Alimentation

- Réseau
- Batterie rechargeable (non fournie)

Dimensions


170x220x60 mm

Poids

920 gr


ÉQUIPEMENT STANDARD

- 1 Mallette
- 1 Unité de ultrasonothérapie LIPOZERO G800
- 1 Tête multifréquence, Ø 42 mm - IP68
- 1 Flaçon de gel
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation



CE

Conformément au décret interministériel n. 206/2015, l'appareil est adapté pour une utilisation dans les centres de beauté..



GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

LIPOZERO G800

ULTRASON ESTHÉTIQUE | 30 PROGRAMMES

LISTE DE PROGRAMMES

MF-PLUS

Lipolyse

Cellulite

Cellulite Oedémateuse

Cellulite fibreuse

Culotte de cheval

Cellulite avec effet peau d'orange

Adiposité masculine abdomen

Adiposité masculine taille

Adiposité masculine membres inf.

Adiposité masculine membres sup.

BEAUTÉ

Tonification

Massages

Modelage

Modelage jambes

Modelage abdomen

Drainage

Drainage jambes

Drainage bras

Vergetures

Applications principes actifs

PEAU

Acné

Lifting Visage

Traitement rides

Cicatrices

Couperose

Furoncles corps

Furoncles visage

Restructuration peau

Lissage peau

Photoaging