

PHYSIOLASER 1000

LASERTHÉRAPIE

PHYSIOLASER 1000 EST UN PRODUIT DE LA GAMME PROFESSIONNELLE. PUISSANT ET PORTABLE, IL EST INDIQUÉ POUR ACCÉLÉRER LA RÉCUPÉRATION DES TISSUS INFLAMMÉS, RÉGÉNÉRER LES CELLULES ET AMÉLIORER LA MICROCIRCULATION.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran

2,6", rétro-éclairé

Source laser

Diode GaAlAs de Classe 4

Puissance maximum

1 W $\pm$ 20%

Conçu pour une longueur d'onde de

808 nm

Émission

Pulsée et continue

Dimensions zone cible

Optique 11 mm

Fréquence

Jusqu'à 10000Hz

Alimentation


Secteur et batterie rechargeable

Dimensions et poids

100x160x35 mm - 450 gr

ÉQUIPEMENT STANDARD

- 1 Mallette
- 1 Dispositif PHYSIOLASER 1000
- 1 Tête laser 808 nm avec optique 11 mm
- 2 Lunettes de protection (patient et opérateur)
- 1 Bouton d'urgence
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation



CE
0476



FAVORIS



PROGRAMMABLE



PAQUET DE BATTERIES



ALIMENTATION SECTEUR

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

PHYSIOLASER 1000

LASERTHÉRAPIE

LISTE PROGRAMMES

SANTÉ - RÉÉDUCATION

Arthrose

Entorse cheville

Douleur genou

CÈdème entorse cheville

Méniscopathie

Ostéoarthrite genou

Tendinite achilléenne

Douleur doigts

Douleur myofasciale épaule

Douleur articulaire épaule

Épicondylite

Épaule gelée

Canal carpien

Douleur chronique mal de dos

Mal de dos aigu

Mal de dos avec radiculopathies

Douleur au cou

Douleur au cou avec radiculopathies

Douleur myofasciale au cou

Ostéoarthrite cou

Douleur temporo-mandibulaire

Tendinopathies

Blessures

ESTHÉTIQUE - FITNESS

ESTHÉTIQUE VISAGE

Rides

Acné

Peau déshydratée

Rajeunissement de la peau

Peau - Lifting visage

Rides d'expression

Rides du cou

Couperose

Télangiectasies

ESTHÉTIQUE CORPS

Vergetures sein

Cellulite œdémateuse cuisses, hanches et fessiers

Cellulite fibreuse cuisses, hanches et fessiers

Graisse et cellulite diffuse

Vergetures

Épilation

Cicatrices

Stase lymphatique localisée

