

MAGNÉTO-THÉRAPIE BIEN-ÊTRE À DOMICILE

ARTHROSE • DOULEURS ARTICULAIRES
• OSTÉOPOROSE • FRACTURES OSSEUSES



GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE



MAGNÉTO-THÉRAPIE SIMPLE, EFFICACE, À DOMICILE

COMMENT CELA FONCTIONNE

Nos dispositifs de la ligne
Magnum génèrent des champs
électromagnétiques pulsés (CEMP)
avec des ondes à basse fréquence
en mesure d'aider les structures
osseuses et articulaires en renforçant
leur **microstructure lorsqu'elle est
endommagée** ou **faible**.

Les produits Globus sont des
dispositifs médicaux certifiés,
faciles à utiliser et
extrêmement **efficaces**.

IDÉALE POUR

- Arthrose et douleurs articulaires
- Ostéoporose
- Fractures et retards de consolidation
- OEdèmes osseux
- Inflammations

LE COEUR DE GLOBUS LES SOLÉNOÏDES EN CUIVRE PUR



Plus puissants
plus efficaces
plus performants

Un champ électromagnétique se forme entre les deux composants en pur cuivre. Plus le cuivre est pur, plus les ondes pénètrent efficacement en profondeur.

**C'est le secret de Globus :
le choix des meilleurs composants
et d'une technologie
entièrement italienne.**



CHOISISSEZ VOTRE COEUR GLOBUS

Le solénoïde avec le champ électromagnétique le plus puissant sur le marché.

Grâce au double fil en cuivre parfaitement conducteur enroulé sur les bobines de nos solénoïdes, les dispositifs Globus sont à même d'émettre l'une des puissances de pénétration parmi les plus élevées sur le marché. La meilleure façon de traiter les pathologies.

SOLÉNOÏDE FLEXIBLE



Très facile à positionner, il est idéal sur les articulations (genou, cheville, épaule, poignet, coude) et sur les petites zones anatomiques (pied et main).

SOLÉNOÏDES POCKET PRO



Souples et confortables, adaptables aux différentes tailles anatomiques, ils sont parfaits pour le traitement du bassin et du dos.

Utilisés par paires, ils produisent un champ électromagnétique très large et pénétrant.

VOTRE THÉRAPIE À PORTÉE DE MAIN

Avec la **Magnéto-thérapie Globus**,
il est encore plus facile
de se sentir bien.
Sans aucun effort.

JUSQU'À 70 PROGRAMMES

Trouvez le dispositif idéal pour traiter
les inflammations, l'arthrose, les
douleurs articulaires, les fractures
et les oedèmes osseux.

FONCTION 1+1 / 2+2

Pour réaliser 2 programmes simultanément,
même avec une autre personne.

JUSQU'À 4 CANAUX DE SORTIE


Pour connecter différents types de
solénoïdes et traiter plusieurs parties
du corps en même temps.

GARANTIE DE QUALITÉ

FABRIQUÉ EN ITALIE

ASSISTANCE DE NOS TECHNICIENS SPÉCIALISÉS





MAGNUM 2 PRO DRIVE

La magnéto-thérapie est toujours avec vous.
En voiture, en train ou au bureau : quand et où vous le souhaitez.

Magnum 2 Pro Drive est le dispositif le plus polyvalent et le plus dynamique de la gamme Magnum. Grâce à sa pile rechargeable intégrée, il peut effectuer la thérapie en déplacement. Le dispositif est caractérisé par un équipement complet pour assurer une extrême portabilité.


La vaste bibliothèque de programmes préconfigurés le rend particulièrement efficace contre les principales pathologies musculo-squelettiques.



TOUT EST DANS LE KIT

Votre dispositif voyage toujours avec vous : une mallette élégante et pratique contient tout le nécessaire pour la thérapie mobile.

- Dispositif
- Piles rechargeables
- Tapis « Soft 4 » avec 4 bobines certifiées
- 2 solénoïdes « Flexibles »
- Câble USB pour le chargement en déplacement
- Magnum test



CHOISISSEZ VOTRE DISPOSITIF IDÉAL

Achetez ou louez votre dispositif de magnéto-thérapie



MAGNUM 3500 PRO

4

Canaux de sortie

Spécifications

Intensité: 800 Gauss en moyenne au total
Fréquence : 5-200Hz

70

Programmes

Équipement

- Code G5434
- Dispositif
 - Mallette
 - Tapis « Soft 4 »
 - 4 Solénoïdes « Pocket Pro »
 - 2 Solénoïdes « Flexibles »
 - Test Magnum
 - Alimentateur
 - Manuel d'utilisation

2+2

Fonction 2 + 2*

** Exécute 2 programmes différents simultanément, même sur 2 personnes, avec 2 canaux chacun.*



MAGNUM 3000 PRO

2

Canaux de sortie

70

Programmes

1+1

Fonction 1+1*

Spécifications

Intensité : 400 Gauss en moyenne au total
Fréquence : 5-200Hz

Équipement

- Dispositif
- Sac
- Test Magnum
- Alimentateur
- Manuel d'utilisation

Options d'achat

Code G5335
avec 2 solénoïdes « Flexibles »

Code G6034
avec 2 solénoïdes « Pocket Pro »



Pile comprise



MAGNUM 2 PRO DRIVE

2 Canaux de sortie

41 Programmes

1+1 Fonction 1+1*

Spécifications

Intensité : 400 Gauss en moyenne au total
Fréquence : 5-200Hz

Équipement

Code G5429

- Dispositif
- Sac
- Test Magnum
- Tapis « Soft 4 »
- 2 Solénoïdes « Flexible »
- Câble USB avec connecteur 5-12 V
- Alimentateur
- Pile incluse
- Manuel d'utilisation

MAGNUM XL PRO

2 Canaux de sortie

46 Programmes

Spécifications

Intensité : 400 Gauss en moyenne au total
Fréquence : 5-200Hz

Équipement

- Dispositif
- Sac
- Test Magnum
- Alimentateur
- Manuel d'utilisation

Options d'achat

Code G3956
avec 2 solénoïdes « Flexibles »

Code G6033
avec 2 solénoïdes « Pocket Pro »

MAGNUM 2500

2 Canaux de sortie

52 Programmes

1+1 Fonction 1+1*

Spécifications

Intensité : 320 Gauss en moyenne au total
Fréquence : 5-200Hz

Équipement

- Dispositif
- Sac
- Test Magnum
- Alimentateur
- Manuel d'utilisation

Options d'achat

Code G5438
avec 2 solénoïdes « Flexibles »

Code G6191
avec 2 solénoïdes « Pocket Pro »

* Exécute 2 programmes différents simultanément, même sur 2 personnes, avec 1 canal chacun.



MAGNUM XL

2 Canaux de sortie

26 Programmes

Spécifications

Intensité : 280 Gauss en moyenne au total
Fréquence : 5-200Hz

Équipement

Code G3216

- Dispositif
- Sac
- Solénoïde « Flexible »
- Alimentateur
- Manuel d'utilisation



MAGNUM L

1 Canaux de sortie

8 Programmes

Spécifications

Intensité : 120 Gauss en moyenne au total
Fréquence : 5-200Hz

Équipement

Code G3947

- Dispositif
- Sac
- Solénoïde « Flexible »
- Alimentateur
- Manuel d'utilisation





MATELAS TOTAL BODY MEMORY FOAM

Le bien-être passe en dormant

Si l'indication thérapeutique est de plus longue durée ou si la thérapie doit agir sur plusieurs parties du corps, GLOBUS a mis au point une solution **total body** vraiment surprenante.



TAPIS SIMPLE

44x70 cm

Pour les traitements à la colonne vertébrale et au bassin.

Code G5944

Tapis "MAT 100 MEMORY FOAM"

4 solénoïdes

MATELAS

176x70 cm

Pour les traitements à long terme et en plusieurs parties du corps.

Code G5947

Matelas "TOTAL BODY 200 MEMORY FOAM"

2 tapis actifs sur 4
8 solénoïdes

Code G5948

Matelas "TOTAL BODY 400 MEMORY FOAM"

4 tapis actifs sur 4
16 solénoïdes

Code G5949

Matelas "TOTAL BODY 400 XP MEMORY FOAM"

4 tapis actifs sur 4
compatible uniquement avec le modèle
MAGNUM 3500 PRO



LE POSITIONNEMENT EXACT DES SOLÉNOÏDES LES REND PLUS EFFICACES



CERVICAL



ÉPAULE



DORSAL



COUDE



LOMBAIRE



HANCHE



GENOU



CHEVILLE



PIED

ACCESSOIRES D'ORIGINE POUR UNE GARANTIE DE BIEN-ÊTRE



SOLÉNOÏDE POCKET PRO

Code G6630

Solénoïde très puissant et extrêmement confortable, facile à appliquer tant sur les articulations que sur la colonne vertébrale.

15,5x9,5 cm - 2 Bobines



SOLÉNOÏDE FLEXIBLE

Code G6627

Solénoïde qui simplifie l'application sur les articulations (genou, cheville, épaule, poignet, coude) et les petites zones anatomiques (pied et main).

30x10 cm - 2 Bobines



SOLÉNOÏDE SOFT 4

Code G6631

Accessoire qui facilite la thérapie des lombaires, du dos, de la nuque et des hanches (bassin).

25x25 cm

4 Bobines - 2 Canau



SOLÉNOÏDE FLEXIBLE

Code G6629

Solénoïde principalement adapté pour les traitements de la colonne vertébrale.

40x15 cm - 4 Bobines



KIT COUVRE SOLÉNOÏDES FLEXIBLE

Code G5878

Sachets pratiques pour maintenir les solénoïdes propres et en garantir l'hygiène.



TEST MAGNUM


Code G6713

Vérifier la distribution du champ magnétique.

85x55 cm

DANS LA LIGNE MAGNUM IL Y A LE PROGRAMME FAIT POUR VOUS

Découvrez toutes les pathologies que la magnéto-thérapie peut vous aider.



PROGRAMME	MAGNUM 3500 PRO 3000 PRO	MAGNUM 2 PRO DRIVE	MAGNUM XL PRO	MAGNUM 2500	MAGNUM XL	MAGNUM L
Algodystrophie / Maladie de Sudeck	✓	✓		✓		
Anti-inflammatoire	✓	✓		✓		
Arthrite	✓	✓	✓	✓		✓
Arthrose - Ostéoarthrite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Entorse de la cheville	✓	✓	✓	✓		
Douleurs articulaires	✓	✓	✓	✓		
OEdème osseux	✓	✓		✓		
OEdèmes-ecchymoses	✓	✓	✓	✓		
Épicondylite / Épitrachléite	✓	✓	✓	✓		✓
Fracture avec plâtre	✓	✓	*	✓	*	*
Fractures	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fusion vertébrale	✓	✓				
Lésion du cartilage	✓	✓	✓	✓		
Mal au dos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ostéonécrose	✓	✓		✓		
Ostéoporose	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ostéotomie	✓	✓				
Post-intervention LCA	✓	✓	✓	✓		
Prothèses hanche - genou	✓	✓	✓	✓		
Pseudarthrose	✓	✓				
Consolidation retardée d'une fracture	✓	✓	✓	✓	✓	
Tendinite de l'épaule / Coiffe des rotateurs	✓	✓	✓	✓	✓	
Tendinites	✓	✓	✓			
Canal carpien	✓	✓	✓	✓	✓	
Ulcères	✓	✓				
Programme multifréquence	✓			1		
Programmes à fréquence prédéfinie	25			15		
Programmes nocturnes	3					
Programmes esthétiques			14		10	

* Utiliser le programme « Fractures »

Certains programmes sont divisés par parties du corps. Pour plus d'informations, voir les fiches techniques.

GLOBALUS

ITALIAN EXCELLENCE

GLOBUSCORPORATION.COM



DOMINO S.R.L
Via Vittorio Veneto 52
31013 Codognè (TV) Italy

G6848 - REV. FR_04_2024

