

TECAR BEAUTY 6000 MED | 6000 MED RE

TECAR TERAPIA ESTETICA

TECAR BEAUTY 6000 MED E TECAR BEAUTY 6000 MED RE SONO DISPOSITIVI PORTATILI PER TECAR TERAPIA A TRASFERIMENTO CAPACITIVO E RESISTIVO. DOTATI DI DIVERSI PROGRAMMI PREDEFINITI PER TRATTARE I PRINCIPALI INestetismi DELLA PELLE E DEI TESSUTI SOTTOCUTANEI, PRESENTANO ANCHE ALCUNI PROGRAMMI PER TRATTARE LE PRINCIPALI PATOLOGIE MUSCOLO-SCHELETRICHE.

27 BELLEZZA | 5 MEDICALI

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione 4.3" display touch screen a colori

Potenza Nominale (NP)

180W ±10%

Frequenze di emissione

300kHz, 400kHz, 448kHz, 470kHz, 700kHz, 1000kHz, ± 10%

Modalità di trattamento

Capacitivo e Resistivo

Elettrodi Capacitivi

3 dimensioni Ø (30, 50, 70 mm)

Elettrodi Resistivi

3 dimensioni Ø (30, 50, 70 mm)

Alimentazione a rete

100-240V AC, 50-60Hz, 1,8A

Dimensioni


170x220x60 mm

Peso

1,04 Kg

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Valigetta
- 1 Unità TECAR BEAUTY 6000 MED
- 1 Elettrodo di ritorno (piastra flessibile)
- 1 Manipolo Resistivo monopolare con 3 elettrodi Ø (30, 50, 70 mm)
- 1 Manipolo Capacitivo monopolare con 3 elettrodi Ø (30, 50, 70 mm)
- 1 Manipolo bipolare Ø (30 mm)
- 1 Barattolo di crema conduttiva da ml 250 ml
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



CE
0476

OPZIONI DI ACQUISTO

- Cod. G6246 TECAR BEAUTY 6000 MED
- Cod. G6247 TECAR BEAUTY 6000 MED RE*

* TECAR BEAUTY RICARICABILE:

- 5 ORE DI TRATTAMENTO INCLUSE NEL COSTO DEL DISPOSITIVO
- COSTO DI RICARICA MOLTO CONVENIENTE
- ASSISTENZA GARANTITA 5 ANNI E MULETTO
- RICARICA VIA INTERNET



GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

TECAR BEAUTY 6000 MED | 6000 MED RE

TECARTERAPIA ESTETICA

ELENCO PROGRAMMI

BELLEZZA

Rughe viso

Rughe occhi

Cicatrici da acne

Lifting viso

Couperose

Foruncoli viso

Anti age

Acne pelle

Rughe corpo

Lifting décolleté

Smagliature

Elasticità pelle

Cicatrici

Foruncoli corpo

Skin restructure

Rassodamento

Massaggio

Lipolisi

Adiposità localizzata

Cellulite edematosa

Cellulite fibrosa

Cellulite sclerotica

Culotte de cheval

Cellulite pelle a buccia d'arancia

Adiposità addome femminile

Adiposità addome maschile

Drenaggio linfatico

MEDICALI

Lombalgie

Dolore spalla

Sindromi algiche cervicali

Distrazioni muscolari

Patologie articolari



PROGRAMMI
PREIMPOSTATI



TRATTAMENTI
PULSATI



TRATTAMENTI
IN ATERMIA



RESISTIVO



CAPACITIVO



MULTIFREQUENZA



SCANSIONE AUTOMATICA
DELLE FREQUENZE



MIOFASCIALI



VEICOLAZIONE
TRANSDERMICA



MODALITÀ
MANI LIBERE



BIPOLORE



DISPLAY A COLORI



DISPLAY
TOUCH SCREEN



ALIMENTAZIONE
A RETE