

MAGNETOVET 4000 HORSE

MAGNETOTERAPIA PER CAVALLO

MAGNETOVET 4000 HORSE È IL NUOVO DISPOSITIVO PER MAGNETOTERAPIA A CAMPI ELETTROMAGNETICI PULSATI AD ELEVATA INTENSITÀ, PENSATO APPOSITAMENTE PER IL BENESSERE DEL CAVALLO. I QUATTRO CANALI DI USCITA DEL DISPOSITIVO PERMETTONO DI COLLEGARE VARI ACCESSORI (COPRICOLLO, COPERTA, GAMBALI) ED ESEGUIRE UN TRATTAMENTO COMPLETO, DAL COLLO ALLE ZAMPE. L'APPLICAZIONE DEGLI ACCESSORI TERAPEUTICI PRIMA DELLE GARE MIGLIORA IL RENDIMENTO SPORTIVO; DOPO L'ATTIVITÀ FACILITA IL RILASSAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE TOSSINE DAI TESSUTI.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Display

Dimensione 2.6", retroilluminato

Canali

4

Intensità erogabile

200 Gauss medi per canale con solenoidi flex
800 Gauss di media totali (per 4 canali)

Le potenze dichiarate si riferiscono agli accessori con due bobine. Nel caso di accessori con più bobine la potenza viene uniformemente distribuita

Frequenza

Regolabile in programmazione da 5 a 200Hz

Duty Cycle

Da 5% a 50% a step di 5

Alimentazione

- Rete
- Pacco batteria 4000mAh incluso

Dimensioni

170x220x60 mm


Peso

1,37 Kg

DOTAZIONE DI SERIE

Cod. G6589

- 1 Borsa
- 1 Dispositivo MAGNETOVET 4000 HORSE
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



CE



- 2+2** FUNZIONE 2+2
- Last10** LAST 10
- PRO** PROGRAMMABILE
- PACCO BATTERIA**
- ALIMENTAZIONE A RETE**

MAGNETOVET 4000 HORSE

MAGNETOTERAPIA PER CAVALLO

Rev.It_04_2024

ELENCO PROGRAMMI CAVALLO

I PROGRAMMI SONO SUDDIVISI PER I DISTRETTI ANATOMICI DI COLLO, DORSO E ARTI

Artrosi
Artrite
Frattura
Ritardo Consolidamento Frattura
Discopatia
Tendinopatia
Ferite
Ulcere
Antinfiammatorio
Trauma
Contusione
Edema osseo
Relax muscolare
Decontratturante
Attivazione PRE gara
Recupero POST gara
Lesione muscolare

ELENCO PROGRAMMI CANE/GATTO

I PROGRAMMI PREVEDONO L'UTILIZZO DELLA CUCCIA TERAPEUTICA O DEI SOLENOIDI FLESSIBILI A 2 BOBINE, 300x100 mm

Frattura
Osteoartrosi
Discopatia
Cicatrizzazione
Dolore infiammatorio