

TECAR **DERMATOFUNZIONALE**

Un'unica tecnologia, **infinite** possibilità di applicazione



GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE



CHI SIAMO

GLOBUS è un'azienda di successo mondiale nella produzione di apparecchiature elettromedicali portatili da oltre 30 anni.

La nostra vasta gamma comprende linee complete di prodotti per la **FISIOTERAPIA**, lo **SPORT** la **VETERINARIA** e l'**ESTETICA**.

LA NOSTRA MISSION

La mission di **GLOBUS** è quella di contribuire alla promozione della salute e del benessere nel mondo fornendo prodotti di alta qualità ai professionisti della riabilitazione e della fisioterapia, così come agli utenti privati, che desiderino migliorare la propria qualità della vita in totale sicurezza beneficiando delle più moderne tecnologie disponibili oggi sul mercato.

LA NOSTRA STORIA

GLOBUS è stata fondata nel 1984 a Codognè, in provincia di Treviso, dal suo attuale Presidente e Amministratore Delegato, Pierpaolo Lucchetta, bronzo nella pallavolo alle Olimpiadi di Los Angeles e professionista pluripremiato fino al 1994.

L'esperienza di atleta di alto livello del suo presidente è stata fondamentale per **GLOBUS** sia nell'ideazione che nello sviluppo di diverse linee di prodotto mirate al recupero post infortunio, al potenziamento muscolare e al miglioramento generale delle performance sportive. Per poter sviluppare prodotti sicuri, efficaci ed altamente tecnologici, **GLOBUS** si avvale di numerose collaborazioni con università e istituti di ricerca di tutto il mondo e si attiene scrupolosamente alle più rigorose linee guida in ambito scientifico.

Oggi **GLOBUS** è un'azienda rinomata nel settore della riabilitazione e della fisioterapia ed esporta in più di 50 paesi nel mondo. I prodotti **GLOBUS** sono certificati UNI CEI EN ISO 13485:2016 e CE del Sistema di Garanzia della Qualità in Europa, FDA negli Stati Uniti, ed IEx in Brasile.

Linea **TECAR GLOBUS**

Con i dispositivi della linea **TECAR GLOBUS** potrai eseguire qualunque tipo di trattamento **dermatofunzionale** e lavorare su più distretti a tutti i livelli in modo **efficace, sicuro e rapido**.

La guida dei **trattamenti** con **atlante, i protocolli pre-inseriti, le funzioni speciali** e l'ampia gamma di **accessori** sviluppati appositamente per i diversi ambiti applicativi, ti garantiranno nuove possibilità ed **esiti sempre soddisfacenti**.

RIATTIVA IL METABOLISMO CELLULARE

La **TECARTERAPIA** agisce con straordinaria efficacia in profondità sul metabolismo cellulare e permette di ottenere incredibili risultati su disfunzioni, anche croniche, come nessun'altra tecnologia è in grado di fare.

Grazie alla versatilità dei nostri dispositivi sarà possibile intervenire, ad esempio, sulla riattivazione tissutale, sulla cellulite sclerotica o su edemi ed ematomi profondi con risultati sorprendenti fin dal primo trattamento.

- **DISFUNZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VENOSA E LINFATICA**
- **CELLULITE EDEMATOSA, FIBROSA E SCLEROTICA**
- **LASSITÀ CUTANEA E IPOTONIA TISSUTALE**
- **ADIPOSITÀ LOCALIZZATE**
- **RIASSORBIMENTO DI EDEMI ED EMATOMI**



DISFUNZIONI DELLA CIRCOLAZIONE VENOSA E LINFATICA



Con la **TECARTERAPIA** è possibile **aprire le stazioni linfatiche** e **drenare gli accumuli di liquidi interstiziali**, favorendo il **riassorbimento dei gonfiori** agli arti e il riequilibrio del sistema venoso e linfatico.

CELLULITE EDEMATOSA, FIBROSA E SCLEROTICA

Trattamento in modalità Resistiva con gli **appositi manipoli (KIT FASCIA TOOLS)** per la **risoluzione dei noduli fibrosi** e il **rimodellamento del tessuto connettivo**.



STIMOLA LA SALUTE DELLA PELLE


Con i dispositivi **TECAR GLOBUS** potrai inoltre stimolare la produzione di collagene ed elastina nella pelle in modo eccezionalmente preciso e controllato, stimolando i naturali processi di rigenerazione tissutale e diminuendo in modo esponenziale i tempi di recupero e guarigione, fra gli altri, di cicatrici post-chirurgiche e cheloidi.

- TRATTAMENTI DERMATOFUNZIONALI ANTIAGING VISO
- STIMOLAZIONE PRODUZIONE COLLAGENE ED ELASTINA
- PREPARAZIONE PRE CHIRURGICA
- EDEMA E DOLORE POST CHIRURGIA ESTETICA E RICOSTRUTTIVA
- CHELOIDI E CICATRICI IPERTROFICHE
- ULCERE E USTIONI




STIMOLAZIONE PRODUZIONE DI COLLAGENE ED ELASTINA

PELLE INVECCHIATA



PELLE RIGENERATA CON TECAR GLOBUS



CHELOIDI E CICATRICI IPERTROFICHE



I cheloidi sono lesioni fibrotiche cutanee che derivano da una alterazione del normale processo di guarigione di una ferita della pelle.

Il trattamento combinato con **TECARTERAPIA** e **FASCIA TOOLS** permette sia di prevenirne la formazione, che di agire efficacemente sul tessuto fibrotico, per risultati sia estetici che funzionali.

RISTABILISCI

IL COMFORT INTIMO


L'accuratezza dei nostri dispositivi **TECAR** permette di agire efficacemente e in assoluta sicurezza e comfort anche nella risoluzione di problemi strettamente legati alla sfera più intima.

Specifici accessori sono stati appositamente studiati per trattamenti, sia interni che esterni, che vanno a migliorare la salute del pavimento pelvico, sia nell'uomo che nella donna, e a restituire tono ed elasticità vaginale, oltre che a garantire ottimi risultati in caso di cicatrici da parto.

- MIGLIORAMENTO TONO PAVIMENTO PELVICO
- CICATRICI DA PARTO
- DIASTASI ADDOMINALE
- SINDROMI MIOFASCIALI ENDOPELVICHE
- RIABILITAZIONE PERINEALE UOMO E DONNA
- LASSITÀ VAGINALE

MIGLIORAMENTO TONO PAVIMENTO PELVICO

Il **KIT INTIMA** è stato ideato per il trattamento endopelvico in totale sicurezza. La modalità capacitiva permette una profonda azione rigeneratrice delle mucose nel massimo comfort. In combinazione con i manipoli tradizionali ed il kit **MANI LIBERE**, fornisce un sistema completo per l'aumento del tono e per tutte le disfunzioni del pavimento pelvico.



CICATRICI DA PARTO



La gravidanza lascia sul corpo della mamma una completa trasformazione fisica ed emozionale e talvolta alcuni segni, ad esempio cicatrici esterne o interne che possono indurre dolore e severe disfunzioni funzionali anche a distanza di tempo. La **TECARTERAPIA GLOBUS** dispone di funzioni e di speciali elettrodi per la riabilitazione di tutte queste disfunzioni.

DIASTASI ADDOMINALE



Applicazione del metodo **"HANDS-FREE"** per il trattamento della diastasi addominale.

Con gli elettrodi adesivi avviene un profondo trasferimento energetico che stimola l'attivazione e la sintesi di neo collagene nella zona della diastasi, contemporaneamente il terapeuta può dedicarsi alla rieducazione respiratoria o della muscolatura addominale.

LINEA PROFESSIONALE DIACARE

DIACARE 7000

- Protocolli medicali
- Potenza Nominale (NP): 350W \pm 10%
- Display: 7" touch screen a colori
- Frequenza di emissione: 300kHz - 400kHz - 448kHz - 470kHz
700kHz - 1000kHz - 1200kHz, \pm 10%
- Alimentazione a rete: 230V AC, 50-60Hz, 3,7A



DIACARE 5000

- Protocolli medicali
- Potenza Nominale (NP): 180W \pm 10%
- Display: 4,3" touch screen a colori
- Frequenza di emissione: 300kHz - 400kHz - 448kHz
470kHz - 700kHz - 1000kHz, \pm 10%
- Alimentazione a rete: 100-240V AC, 50-60Hz, 1,8A



LINEA PROFESSIONALE TECAR BEAUTY MED

TECAR BEAUTY 7000 MED

- Protocolli estetici e medicali
- Potenza Nominale (NP): 350W \pm 10%
- Display: 7" touch screen a colori
- Frequenza di emissione: 300kHz - 400kHz - 448kHz - 470kHz
700kHz - 1000kHz - 1200kHz, \pm 10%
- Alimentazione a rete: 230V AC, 50-60Hz, 3,7A



TECAR BEAUTY 6000 MED

- Protocolli estetici e medicali
- Potenza Nominale (NP): 180W \pm 10%
- Display: 4,3" touch screen a colori
- Frequenza di emissione: 300kHz - 400kHz - 448kHz
470kHz - 700kHz - 1000kHz, \pm 10%
- Alimentazione a rete: 100-240V AC, 50-60Hz, 1,8A



KIT ELETTRODI CAPACITIVI E RESISTIVI CONVESSI



KIT ELETTRODI CAPACITIVI CONCAVI



MANIPOLI NEUTRO ATTIVO E BIPOLARE



KIT COPRI PIATTELLI RESISTIVI



DYNAMIC HANDLE



KIT INTIMA



KIT MANI LIBERE PLUS

PER DIACARE 7000 E TECAR BEAUTY 7000 MED



PER DIACARE 5000 E TECAR BEAUTY 6000 MED



PIASTRE NEUTRE - KIT FASCIA TOOLS - MANIPOLI ED ELETTRODI



CARRELLI PER DISPOSITIVI



GLOBUS

ITALIAN EXCELLENCE

Per conoscere in dettaglio le caratteristiche tecniche dei nostri dispositivi

visita il sito web

globuscorporation.com

o scansiona il QR Code



DOMINO SRL

Via Vittorio Veneto, 52 - 31013 Codognè (TV) - ITALIA



(+39) 0438 7933

Materiale informativo riservato agli operatori del settore.

Immagini e caratteristiche tecniche riportate in questo depliant non sono vincolanti e possono essere modificate in ogni momento dal produttore, senza obbligo di preavviso.
Per maggiori informazioni sui nostri prodotti e trattamenti, per guardare i video dei prodotti e conoscere i nostri rivenditori, visita il sito.