

LASERVET 1.0

LASERTHERAPIE

LASERVET 1.0 IST DER EINZIGE LASER DER KLASSE 4 IM GLOBUSVET-KATALOG. DAS GERÄT KANN EINE STÄRKE VON 1 WATT ERREICHEN UND ENTHÄLT VOREINGESTELLTE PROGRAMME FÜR HUNDE, KATZEN UND PFERDE. ES BIETET AUSSERDEM DIE MÖGLICHKEIT, NEUE PROGRAMME ZU PROGRAMMIEREN UND ZU SPEICHERN.

SPEZIFISCHE PROGRAMME FÜR HUND, KATZE UND PFER

TECHNISCHE DATEN

Display

Größe 2.6" mit Hintergrundbeleuchtung

Strahlungsquelle

Diode GaAlAs Klasse 4

Spitzenleistung

1 W $\pm 20\%$

Für Wellenlänge vorbereitet

808 nm

Emission

Kontinuierlich und gespult

Größe Target-Bereich

Linsen von $\varnothing 11$ mm

Frequenz

Bis zu 10000 Hz

Stromversorgu

Stromnetz und wiederaufladbare Batterie

Abmessungen


100x160x35 mm

Gewicht

450 gr

AUSSTATTUNG

- 1 Tasche
- 1 Gerät LASERVET 1.0
- 1 Handstück White 808 nm mit Linse von $\varnothing 11$ mm
- 1 Schutzbrille für den Therapeuten
- 1 Kit mit drei kleinen Schutzbrillen für den veterinären Gebrauch, Größen S, M, L
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch



- LAST 10
- MULTI USER
- PROGRAMMIERBAR
- VERMIETUNG-FUNKTION
- BATTERIESATZ
- STROMNETZVERSORGUNG

LASERVET 1.0

LASERTHERAPIE

Rev. De_10_2025

MEHR ALS 40 VOREINGESTELLTE PROGRAMME FÜR HUNDE, KATZEN UND PFERDE. ZU DEN BEHANDLUNGEN GEHÖREN PROTOKOLLE FÜR:

Muskel- und Skeletterkrankungen u.a. Arthrose, Tendinopathie, Prellungen, Bursitis, Kontrakturen und Muskelverspannungen usw.

Pathologien des Integument-Systems u.a. Oberflächliche und tiefe Wunden

Pathologien anderer Systeme u.a. Otitis, Sinusitis, Stomatitis usw.

