

LASERVET 15.0

LASERTHERAPIE

LASERVET 15.0 IST EIN TRAGBARES GERÄT FÜR DIE LASERTHERAPIE MIT GEPULSTER HOCHLEISTUNG, DAS FÜR SCHNELLE VETERINÄRMEDIZINISCHE BEHANDLUNGEN EINGESETZT WIRD. DIE BEHANDELNDEN PATHOLOGIEEN UNTERSCHIEDEN SICH JE NACH TIER UND SIND INSBESONDERE FÜR PFERDE GEDACHT. DAS LASER HAT EINE POSITIVE AUSWIRKUNG AUF DIE GEWEBEREGENERATION, AUF DIE POST-TRAUMATISCHE UND ENTZÜNDUNGSHEMMENDE BEHANDLUNG UND HAT EINE SCHMERZSTILLENDE WIRKUNG IM FALLE VON AKUTEN UND CHRONISCHEN SCHMERZEN.

SPEZIFISCHE PROGRAMME FÜR HUND, KATZE, PFERD, KLEINE SÄUGETIERE, VÖGEL UND REPTILIEN

TECHNISCHE DATEN

Display

Größe 2.6" mit Hintergrundbeleuchtung

Strahlungsquelle

Diode GaAlAs Klasse 4

Spitzenleistung

15 W $\pm 20\%$

Für Wellenlänge vorbereitet

808 nm

980 nm und 1064 nm (optional)

Emission

Kontinuierlich und gespult

Größe Target-Bereich

Linsen von $\varnothing$ 11 mm und $\varnothing$ 30 mm

Linse von $\varnothing$ 60 mm (optional)

Frequenz

Bis zu 10000 Hz

Stromversorgung


Stromnetz und wiederaufladbare Batterie

Größe und Gewicht

220x170x60 mm - 1,12 Kg

AUSSTATTUNG

- 1 Tasche
- 1 Gerät LASERVET 15.0
- 1 Handstück HP 808 nm mit Linsen von $\varnothing$ 11 mm und $\varnothing$ 30 mm
- 1 Schutzbrille für den Therapeuten
- 1 Kit mit drei kleinen Schutzbrillen für den veterinären Gebrauch, Größen S, M, L
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch



VERFÜGBARE MODELLE

- Cod. G6349 Handstück HP 980 nm
- Cod. G5996 Handstück 1064 nm
- Cod. G6089 Linse $\varnothing$ 60 mm



- LAST 10
- MULTI USER
- PROGRAMMIERBAR
- VERMIETUNG-FUNKTION
- BATTERIESATZ
- STROMNETZVERSORGUNG

LASERVET 15.0

LASERTHERAPIE

Rev. De_10_2025

MEHR ALS 130 VOREINGESTELLTE PROGRAMME FÜR HUNDE, KATZEN, PFERDE, KLEINE SÄUGETIERE, VÖGEL UND REPTILIEN. ZU DEN BEHANDLUNGEN GEHÖREN PROTOKOLLE FÜR:

Muskel- und Skeletterkrankungen u.a. Arthrose, Tendinopathie, Prellungen, Bursitis, Kontrakturen und Muskelverspannungen, Frakturen, Dysplasie, Neuropathie usw.

Pathologien des Integument-Systems u.a. Hautwunden, Granulome, Analdrüsenentzündung, Perianale Fisteln, Pododermatitis, Abrasionen usw.

Pathologien anderer Systeme u.a. Otitis, Sinusitis, Stomatitis usw.

